

Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**




Fig. 1 / Abb. 1

**G-BOND™**

**ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT-CURED ADHESIVE**

For use only by a dental professional in the recommended indications.

**RECOMMENDED INDICATIONS**

1. Bonding of light cured composites and acid modified composites (compomers) to tooth structure.
2. Bonding of dual cured luting and core build up composites to tooth structure as long as these materials are light cured.

**CONTRAINDICATIONS**

1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

**NOT TO BE USED**

1. In combination with chemically cured composite resin.
2. In combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-BOND from setting or bonding properly.
3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-BOND from setting or bonding properly.
4. In combination with dual cured luting and core build up composites in case these materials will not be light cured.



Fig. 2 / Abb. 2

**DIRECTIONS FOR USE**

1. CAVITY PREPARATION Prepare tooth using standard techniques. Use rubber dam for protection. Dry the prepared tooth surfaces by blowing with an air syringe.  
Note: For direct pulp capping, use calcium hydroxide.
2. APPLICATION
  - a) Prior to dispensing, shake the bottle of G-BOND thoroughly (Fig. 1).
  - b) Dispense a few drops into a clean dispensing dish (Fig. 2).
  - c) Replace bottle cap immediately after use (Fig. 3).
  - d) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces using the DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 4).
  - e) Leave undisturbed for 5-10 seconds after the end of application (Fig. 5).
  - f) Then, dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent spatter of the adhesive (Fig. 6). The final result should be a thin, rough, adhesive film with the appearance of frosted glass and which does not visibly move under further air pressure.
  - Note: When removing from refrigerator after long-term storage, leave the bottle of G-BOND to stand at room temperature for several minutes prior to use.
  - 2) Non cut enamel should be treated with a 35-40% phosphoric acid gel, rinsed with water and gently dried before using G-BOND.
  - 3) Apply G-BOND immediately as the material contains a volatile solvent.
  - 4) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue removal is hard to remove after light curing.
  - 5) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.
3. LIGHT CURING Light cure using a visible light curing unit (Fig. 7).  
Irradiation time
 

Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	5 seconds

In case where the light guide tip is more than 10mm away from the surface to be irradiated, light cure for the following time.

Halogen / LED (700 mW/cm²)	20 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²)	10 seconds

Note:  
1) Light cure completely for an effective bonding strength.  
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.




Fig. 3 / Abb. 3



Fig. 4 / Abb. 4




Fig. 5 / Abb. 5



Fig. 6 / Abb. 6




Fig. 7 / Abb. 7

- 4A. PLACEMENT OF LIGHT CURED COMPOSITES AND COMPOMERS After having light cured the adhesive, follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light cure the composite resin material of choice.
- 4B. PLACEMENT OF DUAL CURED COMPOSITES After having light cured the adhesive, make sure to light cure the dual cured composite material separately. Self curing will result in improper adhesion.
5. FINISHING Finish the restoration with fine finishing burs.  
Adjust restoration and polish using standard techniques.

**STORAGE**  
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).

**PACKAGE**

1. Kit.
  2. mL, liquid (1), dispensing dish (No.1) (1), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
  2. Refill.
  5. mL liquid (1)
- Note:  
All packaging types may not be available in all countries.

**CAUTION**

1. G-BOND is flammable. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
2. G-BOND is volatile. Use in a well ventilated place.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
5. Bei Kontakt mit Mundgewebe oder haut, sofort das Material gründlich abtupfen und nach Abschluss der Restauration mit Wasser gründlich spülen
5. Sollte das Gewebe nach Kontakt zum Material eine weisse Verfärbung oder Blasenbildung zeigen, den Patienten bitten, die betroffene Stelle ungeschützt mit Wasser zu waschen bis die Verfärbung üblicherweise nach 1-2 Wochen verschwindet. Um einen Gewebekontakt zu vermeiden wird empfohlen, COCOA BUTTER an den Stellen, die nicht vom Kofferdam geschützt werden, anzuwenden.
6. Avoid inhalation or ingestion of material.
7. When spill on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.
8. Do not mix with other products.
9. Dispose of all waste according to local regulations.
10. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
11. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
12. Do not place under operating light.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:  
http://www.gceurope.com  
or for The Americas  
http://www.gcamerica.com  
They can also be obtained from your supplier.

**CLEANING AND DESINFECTING**  
**MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS:** to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.  
**DO NOT IMMERGE.** Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

**Undesired effects - Reporting:**  
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:  
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\_en  
as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental  
In this way you will contribute to improve the safety of this product.



MANUFACTURED BY:  
**GC CORPORATION**  
7F-1 Hasunuma-cho, Habashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan  
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:  
**GC AMERICA INC.**  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60603 U.S.A.  
CNP: #8-271-999/001-01  
DISTRIBUTED BY:  
**GC CORPORATION**  
7F-1 Hasunuma-cho, habashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan  
**EU :** **GC EUROPE N.V.**  
Researchpark Hasselde-Lieven 1240, Harelbekestraat 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00  
**GC AMERICA INC.**  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60603 U.S.A.  
TEL: +1-708-587-2360  
www.gcamerica.com

**GC SOUTH AMERICA**  
Rua Helicóps, 395, Santana - 02021-051 São Paulo, SP, Brazil  
TEL: +55-11-2605-0865  
CNP: #8-271-999/001-01  
Responsável Técnica Mayara de Santa Riberio CRO-SIG: 165.882

**GC ASIA DENTAL PTE. LTD.**  
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541  
TEL: +65 6346 7348

**GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.**  
1753 Botany Rd, Bankstown NSW 2191, Australia  
TEL: +61 2 9301 8200

PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! **DE**

**G-BOND™**

**EINKOMPONENTIGES SELBSTZÄHNDES LICHTHÄRTENDES ADHÄSIV**

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen Anwendungsbereiche zu verwenden.

**EMPFÖHLENE ANWENDUNGSBEREICHE**

1. Bonding von lichthärtenden Kompositmaterialien und Compomeren an Zahnoberflächen (compomer) an die Struktur der Dentin.
2. Adhäsion à la structure de la dent, des composites de scellement polymérisables et de reconstitution de moignon, durant le temps nécessaire à la photopolymérisation de ces produits.

**GEGENANZEIGEN**

1. Direkte Pulpenabdeckung.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacrylat-Monomer, Methacrylat-Polymer oder Aceton.

**KEINESWEGS VERWENDEN**

1. In Kombination mit chemisch härtenden Kompositen.
2. In Kombination mit eugenolhaltigem Material, da Eugenol das Abbinden oder Bonden von G-BOND verhindert.
3. Zusammen mit Desensibilisierungsmitteln, da diese das Abbinden und Bonden von G-BOND verhindern können.
4. Zusammen mit dual-bondenden Befestigungs- und Aufbauzusätzen, wenn diese nicht lichtgehärtet werden.

**VERARBEITUNG**

1. PRÄPARATION DER KAVITÄT Präparieren des Zahn wie gewohnt. Kofferdam als Feuchtigkeitsschutz verwenden. Die präparierten Zahnoberflächen vorsichtig mit Druckluft trocknen.  
Anm.: Zur Direkte Pulpenabdeckung Calciumhydroxid verwenden.
2. ANWENDUNG
  - a) Die G-Bond - Flasche vor Gebrauch gut schütteln (Abb. 1)
  - b) Dispensieren Sie ein wenig G-Bond in eine saubere Schälchen (Abb. 2).
  - c) Die Flasche sofort wieder verschließen (Abb. 3).
  - d) Das Material SOFORT mit dem DISPOSABLE APPLICATOR II auf die präparierten Schmelz- und Dentinflächen geben (Abb. 4).
  - e) 10 Sekunden lang die Anwendung ruhig lassen (Abb. 5).
  - f) Das Material gründlich fünf Sekunden lang mit MAXIMALEN Luftdruck (oilfrei) trocknen, dabei absaugen, um Materialspritzer aufzufangen (Abb. 6). Das Endergebnis ist ein dünner, rauher, adhäsiver Film, welcher wie getrostetes Glas aussieht und sich unter Druckluft nicht bewegt.
  - Note: Nach längerer Aufbewahrung im Kühlschrank bitte einige Minuten bei Raumtemperatur aufwärmen lassen.
  - 2) Nicht beschleunigten Schmelz vor der Anwendung von G-BOND mit 35-40%igen Phosphorsäuregel behandeln, mit Wasser abspülen und leicht trocknen.
  - 3) G-Bond immer sofort verwenden, da das Material ein flüchtiges Lösungsmittel enthält.
  - 4) Überschüssiges Material immer vor dem Härten mit einem Schwämmchen oder Tupfer entfernen, da das Material nach dem Härten nur noch schwer entfernt werden kann.
  - 5) Wenn das aufgetragene Material vor dem Licht härten mit Wasser, Blut oder Speichel verunreinigt wurde, das Material bitte wegsplülen, trocknen und erneut gem. Anleitung anwenden.
3. LICHTHÄRTUNG Licht härten mit einem Gerät für sichtbares Licht (Abb. 7)  
Beleuchtungszeit
 

Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 Sekunden
Hochleistungs-LED (über 1200 mW/cm²)	5 Sekunde

Sollte der Lichtleiter mehr als 10 mm entfernt von der Oberfläche entfernt sein, bitte folgende Beleuchtungszeiten anwenden:

Halogen / LED (700 mW/cm²)	20 Sekunden
Hochleistungs-LED (über 1200 mW/cm²)	10 Sekunden

Anm.:  
1) Komplet durchhärten für ein gutes Bondingergebnis.  
2) Beim Lichthärten gegebenenfalls einen Augenschutz verwenden.

- 4A. ANWENDUNG VON LICHTHÄRTENDEN COMPOSITEN UND KOMPOMEREN Nach dem Härten des Adhäsive die Anweisung des Herstellers des Kompositmaterials beachten. Konturieren und Licht härten befolgen.
- 4B. ANWENDUNG VON DUALHÄRTENDE MATERIALIEN Nachdem die Lichtpolymérisation abgeschlossen ist, muss das Material ebenfalls licht härten, da ansonsten eine schlechte Adhäsion erzielt wird.
5. FINIEREN Die Restauration wie gewohnt finieren und polieren.

**AUFBEWAHRUNG**  
Längere Aufbewahrung im Kühlschrank, sonst bei Raumtemperatur (1-28°C).

**ABPACKUNG**

- 5 mL Flüssigkeit (1), Schälchen (No.1) (1), DISPOSABLE APPLICATOR II (Einwegapplikator) (50)
- Nachfüllpackung
- 5 mL Flüssigkeit (1)  
Anm.: Nicht alle Packungseinheiten sind in jedem Land erhältlich.

**VORSICHT**

1. G-BOND ist brennbar. Nicht in der Nähe von offenem Licht, Flammen oder anderen Zündmöglichkeiten (Funken) verwenden und/oder lagern.  
Keine großen Mengen an einem Ort lagern. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
2. G-BOND ist flüchtig. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
3. Bei Augenkontakt diese sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
4. Bei Kontakt mit Mundgewebe oder haut, sofort das Material gründlich abtupfen und nach Abschluss der Restauration mit Wasser gründlich spülen
5. Sollte das Gewebe nach Kontakt zum Material eine weisse Verfärbung oder Blasenbildung zeigen, den Patienten bitten, die betroffene Stelle ungeschützt mit Wasser zu waschen bis die Verfärbung üblicherweise nach 1-2 Wochen verschwindet. Um einen Gewebekontakt zu vermeiden wird empfohlen, COCOA BUTTER an den Stellen, die nicht vom Kofferdam geschützt werden, anzuwenden.
6. Inhalation und Einnahme vermeiden.
7. Materialspritzer auf fischen oder dem Boden mit einem trockenen Tuch entfernen.
8. Nicht mit anderen Materialien mischen.
9. Abfallentsorgung gem. den örtlichen Vorschriften.
10. Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.
11. In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:  
http://www.gceurope.com  
in Amerika gilt folgender Link:  
http://www.gcamerica.com  
Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

**REINIGUNG UND DESINFEKTION**  
**VERPACKUNG UND MEHRFACHEN GEBRAUCH:** um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abtupfung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
**NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN.** Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.  
Unerwünschte Wirkungsberichte:  
Wenn Sie sich einer unerwünschten Wirkung, Reaktion oder ähnlichen Vorkommnisse bewusst werden, die durch die Verwendung dieses Produktes erfolgt werden, einschließlich derer, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, melden Sie diese bitte direkt über das entsprechende Meldebehörde, indem Sie die richtige Autorität Ihres Landes zugänglich über den folgenden Link auswählen:  
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\_en  
Sowie zu unserer internen Meldestelle: vigilance@gc.dental  
Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 06/2019

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. **FR**

**G-BOND™**

**ADHESIF MONO COMPOSANT AUTOMORDANÇANT FOTOPOLYMERISABLE**

Reservé à la seule utilisation par un professionnel dentaire dans les indications précisées.

**INDICATIONS PRÉCONISÉES**

1. Adhésion des composites photopolymérisables et des composites au acide (compomer) à la structure de la dent.
2. L'adhésion à la structure de la dent, des composites de scellement polymérisables et de reconstitution de moignon, durant le temps nécessaire à la photopolymérisation de ces produits.

**CONTRE-INDICATION**

1. Coiffage pulpaire direct.
2. Ne pas utiliser ce produit chez patients présentant une allergie connue au monomère méthacrylate, polymère méthacrylate et acétone.

**NE PAS UTILISER**

1. En combinaison avec des résines compositaires photopolymérisables.
2. En combinaison avec des produits contenant de l'Eugénol, susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion du G-Bond.
3. En association avec des désensibilisateurs, susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion du G-Bond.
4. En association avec les composites de scellement et de reconstitution de moignon "dual" et la structure de montage, dans les cas où les produits ne seront pas photopolymérisés.

**MODE D'EMPLOI**

1. PRÉPARATION DE LA CAVITÉ Préparer la dent en utilisant les techniques standard. Utiliser une digue de caoutchouc en protection. Soigner doucement les surfaces de la dent préparée à l'aide d'une seringue à air.  
Note: Pour les coiffage pulpaire direct, utiliser de l'hydroxyde de calcium.
2. APPLICATION
  - a) Prendre un peu de produit, agiter vigoureusement la bouteille de G-Bond (Fig. 1).
  - b) Déposer quelques gouttes dans un godet propre (Fig. 2).
  - c) Repérer le bouchon sur la bouteille immédiatement après usage (Fig. 3).
  - d) Appliquer IMMÉDIATEMENT sur les surfaces d'émail et de dentine (Fig. 4).
  - e) Appliquer IMMÉDIATEMENT le produit sur la surface de smalto e dentina prepare utilizzando il DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 4).
  - f) Laisser intact pendant 5 à 10 secondes après la fin de l'application (Fig. 5).
  - f) Sêcher complètement en utilisant une seringue à air (sans aucune pression) sous pression MAXIMUM pendant 5 secondes, en présence de la pompe à saline afin d'éviter de mouiller l'adhésif (Fig. 6). Le résultat final doit montrer un film adhésif fin et rugueux, de l'apparence du verre gravé et ne présentant aucun signe de déplacement visible sous l'action de l'air comprimé.
  - Note: Après un séjour prolongé au réfrigérateur, laisser la bouteille de G-Bond à température ambiante pendant plusieurs minutes avant l'utilisation.
- 2) L'emai non taillé doit être traité avec un gel d'acide phosphorique à 35-40%, rincé à l'aide d'eau courante doucement avant l'utilisation du G-BOND.
- 3) Appliquer G-BOND immédiatement car ce produit contient un solvant volatile.
- 4) Essayer tout excédent de produit sur les parties de la dent ne nécessitant pas d'adhésif en utilisant une éponge ou des tampons de coton car il devient difficile à enlever après photopolymérisation.
- 5) Si le produit appliqué est souillé par de l'eau, du sang ou de la salive, avant la photopolymérisation laver et sécher la dent et répéter le procédé en réappliquant le produit.
- 5) Si le produit appliqué est souillé par de l'eau, du sang ou de la salive, avant la photopolymérisation laver et sécher la dent et répéter le procédé en réappliquant le produit.

**PHOTOPOLYMERISATION**

Photopolymériser en utilisant un appareil à lumière visible (Fig. 7). Temps d'insolation:  
Halogène / LED (Diode Electro Luminescent) (700 mW/cm²) 10 secondes  
LED puissante (plus de 1200 mW/cm²) 5 secondes  
Dans le cas où l'embout est éloigné de plus de 10mm de la surface à photopolymériser, utiliser les temps suivants.  
Halogène / LED (Diode Electro Luminescent) (700 mW/cm²) 20 secondes  
LED puissante (plus de 1200 mW/cm²) 10 secondes

- 1) Photopolymériser complètement afin d'assurer une bonne solidité de l'adhésif.
- 2) Lors de la photopolymérisation, utiliser un écran protecteur ou tout autre équipement de protection des yeux.

- 4A. MISE EN PLACE DU COMPOSITE FOTOPOLYMERISABLE ET DES COMPOSERS Appliquer le photopolymérisé l'adhésif, suivre les instructions du fabricant, réaliser le contourage et photopolymériser la résine composite de votre choix.
- 4B. MISE EN PLACE DES COMPOSITES "DUAL." Après avoir photopolymérisé l'adhésif, photopolymériser séparément le composite. Une chimopolymérisation entraînerait une mauvaise adhésion du produit.

**5. FINITIONS**  
Ajuster la restauration et procéder au polissage en utilisant les techniques standard.

**STOCKAGE**

Stockez au réfrigérateur si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.  
Sinon, stockez à température ambiante (1-28°C) (33.8-82.4°F).  
Anm.:  
Tous les conditionnements ne sont pas disponibles dans tous les pays.

**CONDITIONNEMENT**

1. Kit.
- 5 mL de liquide 5 mL, 1 godet de mélange (n°1), 50 DISPOSABLE APPLICATOR II (applicateurs jetable)
2. Recharge
- 5 mL de liquide 5 mL.  
Note:  
Tous les conditionnements ne sont pas disponibles dans tous les pays.

**PRECAUTIONS**

1. Le G-BOND est inflammable. Ne pas utiliser à proximité d'une flamme vive.
2. G-BOND est volatile. Evitez les sources de chaleur. Ne pas stocker d'importantes quantités au même endroit. Ne pas exposer au soleil.
2. G-BOND est volatile. Utiliser dans un endroit bien aéré.
3. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin.
4. En cas de contact avec les muqueuses ou la peau, éliminer immédiatement le produit avec une éponge ou un tampon de coton.
5. Si le traitement de restauration est terminé, rincer soigneusement à l'eau claire.
5. Si la muqueuse en contact avec le matériau, devient boursouflée ou forme une cloque, conseiller au patient de ne pas intervenir sur la partie affectée, jusqu'à ce que la marque disparaisse, habituellement en 1 ou 2 semaines. Pour éviter ce contact, il est recommandé d'appliquer du couvrit.
6. Eviter l'inhalation ou l'ingestion du produit.
7. Si la table ou le sol sont écaboussés, essuyer immédiatement avec un chiffon sec.
8. Ne jamais mélanger avec un autre produit.
9. S'assurer que les déchets sont éliminés en conformité avec la législation en vigueur.
10. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
11. Dans de rares cas, ce produit peut engendrer des réactions chez certains patients. Si de telles réactions sont observées, stopper l'utilisation du produit et consulter un médecin.
12. Ne pas placer sous scyalitique.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:  
http://www.gceurope.com  
ou pour l'Amérique  
http://www.gcamerica.com  
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

**NETTOYAGE ET DESINFECTION**  
Systèmes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Jeter le dispositif si il est endommagé.  
**NE PAS IMMERGER.** Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants.  
Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

**Déclaration d'effets indésirables :**  
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant :  
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\_en  
ou à notre système de vigilance interne: vigilance@gc.dental  
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 06/2019

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. **IT**

**G-BOND™**

**ADESIVO SMALTO-DENTINALE MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZZABILE AUTOMORDENZANTE**

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

**INDICAZIONI RACCOMANDATE**

1. Adesione dei compositi fotopolimerizzabili e dei compositi modificati con acido (compomer) alla struttura del dente.
2. Adesione dei composti per cementazione a doppia polimerizzazione e dei compositi per la stratificazione del moncone alla struttura del dente a condizione che essi vengano fotopolimerizzati.

**CONTRAINDICAZIONI**

1. Incappucciamento pulpare diretto.
2. Evitare l'uso di questo prodotto nei pazienti con allergie note al monomero metacrilato, polimero metacrilato, o acetone.

**NON UTILIZZARE IL PRODOTTO**

1. In combinazione con resina composita a indurimento chimico.
2. In combinazione con materiali contenenti eugenolo in quanto l'eugenolo può impedire il corretto indurimento o compromettere le proprietà adesive di G-BOND.
3. In combinazione con desensibilizzanti in quanto essi possono impedire il corretto indurimento o compromettere le proprietà adesive di G-BOND.
4. In combinazione con composti per cementazione a doppia polimerizzazione e composti per la stratificazione del moncone nel caso in cui questi materiali non vengano fotopolimerizzati.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. PREPARAZIONE DELLA CAVITÀ Preparare il dente seguendo le tecniche standard. Utilizzare la diga di gomma come protezione. Assicurare la superficie del dente preparato usando una siringa ad aria con getto leggero.  
Nota:  
Usare idrossido di calcio in caso di incappucciamento pulpare diretto.
2. APPLICAZIONE
  - a) Prima di erogare il prodotto, agitare bene il flacone di G-BOND (Fig. 1).
  - b) Erograre qualche goccia su un bicchettino pulito (Fig. 2).
  - c) Chiodare immediatamente il flacone dopo l'uso (Fig. 3).
  - d) Applicare IMMEDIATAMENTE il prodotto sulle superfici di smalto e dentina prepare utilizzando di DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 4).
  - e) Lasciare indisturbato per 5-10 secondi dopo la fine dell'applicazione (Fig. 5).
  - f) Assicurare accuratamente utilizzando aria salina sotto pressione MASSIMA (pressione per 5 secondi, in presenza di aspirazione a vuoto per evitare eventuali spruzzi di adesivo (Fig. 6). Il risultato finale dovrebbe essere una pellicola adesiva sottile e ruvida con un aspetto che assomiglia a quello del vetro ghiacciato e che non si muove visibilmente sotto la pressione dell'aria applicata successivamente.
  - Note: Dopo un periodo di conservazione, prima di utilizzare il prodotto il flacone deve essere lasciato per diversi minuti a temperatura ambiente.
- 2) Lo smalto non fresato deve essere trattato con un gel al 35-40% di acido fosforico, sciacquato con acqua e asciugato delicatamente prima di applicare G-BOND immediatamente in quanto il materiale contiene un solvente volatile.
- 4) Utilizzando una spugna o del cotone, eliminare il materiale in eccesso rimasto su altre parti del dente oltre alle superfici da trattare in quanto una volta fotopolimerizzato sarà difficile eliminare il materiale residuo.
- 5) Nel caso in cui il materiale applicato dovesse essere contaminato con acqua, sangue o saliva prima della fotopolimerizzazione, lavare e asciugare il dente e ripetere la procedura applicando nuovamente il materiale.

**3. FOTOPOLIMERIZZAZIONE**  
Fotopolimerizzare utilizzando un fotopolimerizzatore a luce visibile (Fig. 7).  
Tempo di irraggiamento:  
Halogena / LED (700 mW/cm²) 10 secondi  
LED ad alta potenza (oltre 1200 mW/cm²) 5 secondi  
Nel caso in cui il puntale della lampada è distante più di 10 mm dalla superficie da irraggiare, i tempi di fotopolimerizzazione dovranno essere i seguenti:  
Halogena / LED (700 mW/cm²) 20 secondi  
LED ad alta potenza (oltre 1200 mW/cm²) 10 secondi



Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. NL

## G-BOND™

### EEN-COMPONENT ZELFSETZENDE LICHTUITHARDEND ADHESIEF

Aleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde toepassingen.

#### AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Het hechten van lichtuithardende composieten en zuur gemodificeerde composieten (comonomeren) aan tandweefsel.
- De hechten van dual cure composieten voor bevestiging en stompobouw zolang deze composieten ook lichtuithardend zijn.

#### CONTRA-INDICATIES

- Directe pulpa-overkapping.
- Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor monomeer, methacrylat polymeer of aceton.

#### NIET TE GEBRUIKEN

- In combinatie met chemisch uithardende composieten.
- In combinatie met eugenol houdende producten. Eugenol kan zowel de uitharding als de hechting blokkeren.
- In combinatie met desensibilisermiddelen daar deze producten de hechting en uitharding van G-Bond kunnen verstoren.
- In combinatie met dual cure composieten voor bevestiging en stompobouw zolang deze composieten ook lichtuithardend zijn.

#### GEbruIKSAANWIJZING

##### CAVITEITSPREPARATIE

Prepareer het element op de gebruikelijke manier. Gebruik Cofferdam ter bescherming. Droog het geprepareerde element droog voorzichtig te blazen met een luchtspuitje.

##### Opmerking:

- Gebruik calciumhydroxide voor circete pulpa overkapping.
- HET AANBRENGEN
  - Schud het flesje met G-Bond grondig alvorens te gebruiken (Fig. 1).
  - Doe een paar druppels in een schoon dispenserschale (Fig. 2).
  - Maak het dok met de flesje schroeven (Fig. 3).
  - ONMIDDELIJK aanbrengen op de behandelde glazuur- en dentine-oppervlaken met behulp van DISPOSABLE APPLICATOR I (Fig. 4).
  - Op de gemaakte tanden 5-10 seconden ongestoord laten inwerken (Fig. 5).
  - Grondig drogen door gebruik te maken van olievrij lucht onder MAXIMALE druk gedurende 5 seconden. Gebruik afzuijing om wegspuiten van het adhesief te voorkomen (Fig. 6). Het eindresultaat is een zachte en ruwe adhesiefilm die er uit ziet als een bevroren verstermer en niet zichtbaar beweegt als er lucht op wordt geblazen.
- Opmerking:
  - Laat het flesje met G-BOND, alvorens het te gebruiken, een aantal minuten op kamertemperatuur komen nadat u het uit de koelkast hebt gekookt.
  - Niet beslepen glazuur wordt behandeld met tostorzuur gel van 30-40%.
  - Spoele het water en voorzichtig drogen alvorens G-BOND te gebruiken.
  - G-BOND direct aanbrengen daar het materiaal zeer vluchtige oplosmiddelen bevat, op delen van het element die niet hoeven te worden gereinigd/afgevet, met een sponsje of wattenpellet daar het materiaal na lichtuitharding lastig te is verwijderen.
  - Overstige materiaal op delen van het element die niet hoeven te worden gereinigd, bloot of speeksel; spoel met water en droog het element. Herhaal de procedure door opnieuw licht uit te brengen.

##### LICHTUITHARDING

Hard uit met een apparaat met zichtbaar licht (Fig. 7).

##### Belichtingstijd:

Halogen / LED (700mW/cm²)	10 seconden
Krachtige LED (meer dan 1200 mW/cm²)	5 seconden

Ingewel de lichttij meer dan 10 mm is verwijderd van het te belichten oppervlak, gebruik dan de volgende belichtingstijd:

Halogen / LED (700mW/cm²)	20 seconden
Krachtige LED (meer dan 1200 mW/cm²)	10 seconden

##### Opmerkingen:

- Belicht volledig voor een effectieve hechtestrkte.
- Gebruik een beschermrijl of schild tijdens het belichten.

#### 4A. HET AANBRENGEN VAN LICHTUITHARDEND COMPOSIT EN COMPOMEER

Voig, na lichtuitharding van het adhesief, de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor het aanbrengen, modelleren en lichtuitharden van het gekozen composit.

#### 4B. HET AANBRENGEN VAN DUAL CURE COMPOSIT

Zorg ervoor dat het dual cure composit separaat met licht wordt getuhard, nadat het adhesief met licht is uitgehard. Alleen chemische uitharding geeft onvoldoende hechting.

#### 5. AFWERKEN

Gebruik standaardtechnieken om de restauratie af te werken en te polijsten.

#### OPSLAG

Indien het materiaal niet regelmatig wordt gebruikt bewaar het dan in een koelkast, anders bewaar je het op kamertemperatuur (1-28°C / 33,8-82,4°F).

#### VERPAKKING

- 5 mL vloeistof (1) ,doppenplaatje (No.1) (1), DISPOSABLE APPLICATOR I (engangsapplicator) (50)
- Refill
- 5 mL vloeistof (1)

Niet alle soorten verpakkingen zijn in ieder land beschikbaar.

#### WAARSCHUWING

- G-BOND is ontvlambaar. Niet gebruiken bij open vuur. Weghouden van ontstekingsbronnen. Niet in grote hoeveelheden bewaren in een ruimte. Weggouden van direct zonlicht.
- G-Bond is vluchtig. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.
- In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies innemen.
- In geval van contact met de oral slijmvlies of de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beëindigen van de behandeling grondig naspoelen met water.
- Indien het tandvlees of in aanraking komt met het materiaal wil wordt blaren vormt, adviseer de patiënt dan het getroffen deel met rust te laten totdat de zichtbare sporen verdwijnen; normaal binnen 1-2 weken.
- Om contactmetite te voorkomen wordt aangeraden om COCOA BUTTER aan te brengen op de delen die niet kunnen worden bedekt met Cofferdam.
- Voorkom inname of inslikken van het materiaal.
- Wanneer het materiaal op de vloer of het werkblad wordt gemorst, onmiddellijk afvegen met een droge doek.
- Niet mengen met andere gelijksoortige producten.
- Afval volgens de lokale voorschriften afvoeren.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.
- In sommige gevallen kan overgevoeligheid voor dit product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
- Plaats niet onder operatielicht.
- Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: <http://www.gceurope.com>

#### REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOESEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label desinfecteerd te worden. Inspecter het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd. Niet ONDERDOPPELEN. Reinig het instrument grondig om het odoprogen en accumuleren van verontreinigen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren: Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief diegene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingsysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link: [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) of voor Amerika <http://www.gcamerica.com>

Zijn kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

#### REINIGING EN DESINFECTIE

MULTI-TOEPASBARE DOESEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label desinfecteerd te worden. Inspecter het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.

Niet ONDERDOPPELEN. Reinig het instrument grondig om het odoprogen en accumuleren van verontreinigen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Ongewenste effecten-rapporteren: Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief diegene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingsysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link: [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) of voor Amerika <http://www.gcamerica.com>

Zijn kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Laatste revisie: 06/2019

Lees brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. DA

## G-BOND™

### 1-KOMPONENT SELVETSENDE LYSHÆRDENDE ADHESIV

Må kun benyttes af professionelt tandlægepersonale, til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

#### INDIKATIONER

- Binding af lysghærdende kompositter og syre modificerede kompositter (comonomere) til tandstruktur.
- Binding af dual hærdende cementerings og core build up kompositter til tandstruktur, så længe disse materialer er lysghærdede.

#### KONTRAINDIKATIONER

- Direkte pulpaaoverkapping.
- Undgå brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier mod methacrylatmonomer, methacrylatpolymer, eller acetone.

#### MÅ IKKE ANVENDES

- I kombination med kemisk hærdende resin kompositter.
- I kombination med eugenol holdige materialer, idet eugenol kan forhindre G-BOND at afbinde med korrekt.
- I kombination med desensitizers, idet desensitizers kan forhindre G-BOND I at afbinde med korrekt.
- I kombination med dualhærdende cement og kompositbaserede uppbyggnadsmaterialer (core build-up material) till tandsubstans, så længe dessa materialer lysghærdas.

#### BRUGSANVISNING

##### 1. PRÆPARATION AF KAVITETEN

Præparer tanden med standard teknik. Anvend kofferdam til beskyttelse. Tør den præparerede tands overflade forsigtigt med luftspøjletjen.

##### 2. APPLICERING

- Skak flasken med G-BOND omsorgsfuldt innan användning (Fig. 1).
- Häll några droppar i ett rent dappenglas (Fig. 2).
- Sätt hæften på flasken umiddelbart efter brug (Fig. 3).
- ONMIDDELIKT påføre materialet med hjælp af DISPOSABLE APPLICATOR I (Fig. 4).
- Lad virke uløst i 5-10 sekunder efter applikationen (Fig. 5).
- Aftr ovale udvendende materiale som er kommet på hvor det ikke skal bruges med tilstedeværelse af sug for at forhindre spredning af adhesiven.
- Slutresultatet skal være en tynd, ru film som ligner frosted glas og som ikke synligt bevæger sig under yderligere lufttryk.
- Hår materialer været opbevaret i køleskab, så skal det før anvendelse stå i stuetemperatur i nogle minutter.
- Når ønsket glas bandede materiale kontamineret med vand, blod eller saliv før lysghærdingen, vask rent og tørrog tanden og gentag proceduren ved at re-applciler materialet.
- Lysghærdes med en hærde lampe med synligt lys. (Fig. 7).

##### Hærdertid:

Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²)	5 sekunder

I tilfælde af lyvsjuden er mere end 10mm væk fra stedet der skal hærdes, så anvendes følgende hærdertid:

Halogen / LED (700 mW/cm²)	20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²)	10 sekunder

##### Bemærk:

- Lysghærd fuldstændig for at få en effektiv bindingsstyrke.
- Anvend en beskyttelsesskærm eller lignende til beskyttelse af øjnene under lysghærdingen.

#### 4A. PLACERING AF LYSHÆRDENDE KOMPOSITTER OG KOMPOMERER

Efter at have lysghærdet adhesiven, så følges producentens anvisninger med appliceringen af adhesiven, før tilverken brugsanvisning gældende applicering, konturering og udførelse af det valde kompositmateriale.

#### 4B. PLACERING AF DUAL HÆRDENDE KOMPOSITTER

Efter at have lysghærdet adhesiven, husk at lysghærd de dual hærdende materialer separate. Kemisk hærdning alene vil give dårlig adhesion.

#### 5. FINISHERING

Finisher og poler fyllingen ved anvendelse af sædvanligt teknik.

#### OPBEVARING

Anvendes materialet ikke igennem lang tid, så skal det opbevares i køleskab eller kan det opbevares i rumtemperatur (1-28°C) (33,8-82,4°F).

#### PAKNING

- Kit
- 5 mL væske (1), dispenserings plade (No.1) (1), DISPOSABLE APPLICATOR I (engangsapplicator) (50)
- Refill
- 5 mL væske (1)

#### BEMÆRK:

- G-BOND er brandbar. Må ikke anvendes i nærheden af åben ild.
- Opbevares væk fra brandbare kilder. Opbevar ikke store mængder på samme sted. Må ikke opbevares i direkte sollys.
- G-BOND er flygtig. Anvendes i et godt ventileret rum.
- I tilfælde af direkte kontakt i øjnene, skyl øjeblikkeligt med vand og opsøg herefter lægehjælp.
- I tilfælde af kontakt til oral væv eller huden, så fjernes materialet umiddelbart med en svamp eller serviet. Når behandlingen er slut skylles med vand.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Rest materiale afskaffes i henhold til lokale regler.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.
- I sjældne tilfælde kan produktet afskade allergiske reaktioner hos nogle personer. Iagttag allergiske reaktioner anbefales det at søge læge og brug af materiale stoppes.
- Må ikke placeres under operationslampen.

Nogle produkter som er beskrevet i IPU er evtl. klassificeret som farlig i GHS. Læs altid op på alle arbedjshygiejniske anvisninger som kan findes på: <http://www.gceurope.com> eller for Amerika på <http://www.gcamerica.com>

#### REINIGING OG DESINFECTIE

REINIGINGSSYSTEM TIL FLERGANGSBRUG: For at undgå krydstamning mellem patienterne, skal disse enheder desinficeres på mellemniveau. Eller anvendelse inspiceres enden umiddelbart for problem.

#### MÅ IKKE LÆGGES I DESINFECTIONSVESKER

Reing og desinfectie af enheden omhyggeligt og før den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinfecter produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Utisligtede bivrirkninger: Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivrirkninger eller lign som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) Samt til vort overvågningsystem: [vigilance@gc.dental](https://www.gceurope.com)

Herved hjaelpes du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidst revideret: 06/2019

Läs bruksanvisningen noggrant före användning. SV

## G-BOND™

### ENKOMPONENTS SJÄLVETSANDE OCH LJUSHÄRDANDE ADHESIV

Produkten skall endast brukas av professionella utövare inom de rekommenderade indikationerna.

#### INDIKATIONER

- För bindning av ljushärdande och syramodificerade kompositter (comonomer) till tandstruktur.
- För bindning av dualhärdande cement och kompositbaserade uppbyggnadsmaterial (core build-up material) till tandsubstans, så länge dessa materialer lysghärdas.

#### KONTRAINDIKATIONER

- Caractamento pulpar direto.
- Undvik a utilização deste produto em pacientes com alergias conhecidas ao monômero de metacrilato, ao polímero de metacrilato ou acetona.

#### ANVÄNDS EJ

- I kombination med kemisk hårdande kompositter.
- Em combinação com materiais que contenham eugenol, då eugenol kan förhindra korrekt stening og binding.
- I kombination med desensibilizers, då dessa kan förhindra korrekt stening og binding.
- I kombination med dualhærdende cement og kompositbaserede uppbyggnadsmaterialer, ifald dessa materialer ikke sejm fotopolimerizovados.

#### BRUKSANVISNING

##### 1. PREPARATION AV KAVITETEN

Prepara tanden på sedvanligt sätt. Använd kofferdam som skydd. Törigg försigtigt den preparerade tandens ytor med trydgslspojten.

##### Obs:

- Skaka flasken med G-BOND omsorgsfullt innan användning (Fig. 1).
- Häll några droppar i ett rent dappenglas (Fig. 2).
- Sätt hæften på flasken umiddelbart efter brug (Fig. 3).
- ONMIDDELIKT påføre materialet med hjælp af DISPOSABLE APPLICATOR I (Fig. 4).
- Lad virke uløst i 5-10 sekunder efter applikationen (Fig. 5).
- Aftr ovale udvendende materiale som er kommet på hvor det ikke skal bruges med tilstedeværelse af sug for at forhindre spredning af adhesiven.
- Slutresultatet skal bli en tynd, skivrig filmtyta som ligner frosted glas og som inte för sig under ytterligare lufttryck.
- Hår materialer været opbevaret i køleskab, så skal det før anvendelse stå i stuetemperatur i nogle minutter.
- Når ønsket glas bandede materiale kontamineret med vand, blod eller saliv før lysghærdingen, vask rent og tørrog tanden og gentag proceduren ved at re-applciler materialet.
- Lysghærdes med en hærde lampe med synligt lys. (Fig. 7).

##### Hærdertid:

Halogen / LED (700 mW/cm²)	10 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²)	5 sekunder

I tilfælde af lyvsjuden er mere end 10mm från ytan som skall ljushärdas, använd följande hærderingstid:

Halogen / LED (700 mW/cm²)	20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm²)	10 sekunder

##### Bemærk:

- Lysghærd fuldstændig for at få en effektiv bindingsstyrke.
- Anvend en beskyttelsesskærm eller lignende til beskyttelse af øjnene under lysghærdingen.

#### 4A. PLACERING AV LJUSHÄRDANDE KOMPOSITTER OCH KOMPOMERER

Efter at have lysghærdet adhesiven, så følges producentens anvisninger med appliceringen af adhesiven, før tilverken brugsanvisning gældende applicering, konturering og udførelse af det valde kompositmateriale.

#### 4B. PLACERING AV DUALHÆRDENDE KOMPOSITTER

Efter at have lysghærdet adhesiven, husk at lysghærd de dual hærdende materialer separate. Kemisk hærdning alene vil give dårlig adhesion.

#### 5. FINISHERING

Finisher og poler fyllingen på sedvanligt sätt.

#### OPBEVARING

Anvendes materialet i kyskab og det inte anvendes under en längre tid annars rekommenderas förvaring i rumtemperatur (1-28°C) (33,8-82,4°F).

#### FÖRPAKKNING

- Kit
- 5 mL vätska (1), dappenglas (No.1) (1), DISPOSABLE APPLICATOR I (engangsapplicator) (50)
- Refill
- 5 mL vätska (1)

#### BEMÄRKA:

- G-BOND är brandfarlig. Använd ej i närheten av öppen låga. Håll på håll från andra källor som orsaka brand. Förvara ej stora mängder av materialet på samma ställe, ej heller i direkt solljus.
- G-BOND är flyktig. Skall användas i ventilierade utrymmen.
- I tillfælde af direkte kontakt i øjnene, skyl øjeblikkeligt med vand og opsøg heretter lægehjælp.
- I tilfælde af kontakt til oral væv eller huden, så fjernes materialet umiddelbart med en svamp eller serviet. Når behandlingen er slut skylles med vand.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Rest materiale kommer i direkt ogkontakt, skal øjeblikkeligt vaskes med vand og opsøg ideo lægere.
- I sjældne tilfælde kan produktet orsaka allergiske reaktioner hos nogle personer. Iagttag skyddsogslasjon eller annan personlig skyddsutrustning.
- Använd skyddsogslasjon eller effektiv bindingsghærdning.

#### OPBEVARING

Anvendes materialet ikke igennem lang tid, så skal det opbevares i køleskab eller kan det opbevares i rumtemperatur (1-28°C) (33,8-82,4°F).

#### PAKNING

- Kit
- 5 mL væske (1), dappenglas (No.1) (1), DISPOSABLE APPLICATOR I (engangsapplicator) (50)
- Refill
- 5 mL væske (1)

#### BEMÆRK:

- G-BOND er brandfarlig. Använd ej i nærheten av öppen låga. Håll på håll från andra källor som orsaka brand. Förvara ej stora mängder av materialet på samma ställe, ej heller i direkt solljus.
- G-BOND är flyktig. Skall användas i ventilierade utrymmen.
- I tillfælde af direkte kontakt i øjnene, skyl øjeblikkeligt med vand og opsøg herefter lægehjælp.
- I tilfælde af kontakt til oral væv eller huden, så fjernes materialet umiddelbart med en svamp eller serviet. Når behandlingen er slut skylles med vand.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Rest av materialet skall hantares enligt lokale regler.
- Använd alltid handskar, munskydd og skyddsogslasjon eller annan personlig skyddsutrustning.
- Använd skyddsogslasjon eller effektiv bindingsghærdning.

Nogle produkter som er beskrevet i IPU er evtl. klassificeret som farlig i GHS. Læs altid op på alle arbejshygiejniske anvisninger som kan findes på: <http://www.gceurope.com> eller for Amerika på <http://www.gcamerica.com>

#### REINIGING OG DESINFECTIE

REINIGINGSSYSTEM FOR FLERGANGSBRUG: For at undgå krydstamning mellem patienterne, skal disse enheder desinficeres på mellemniveau. Eller anvendelse inspiceres enden umiddelbart for problem.

#### MÅ IKKE LÆGGES I DESINFECTIONSVESKER

Reing og desinfectie af enheden omhyggeligt og før den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinfecter produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

#### OPBEVARING

Anvendes materialet ikke igennem lang tid, så skal det opbevares i køleskab eller kan det opbevares i rumtemperatur (1-28°C) (33,8-82,4°F).

#### VERPAKKING

- Kit
- 5 mL væske (1), dappenglas (No.1) (1), DISPOSABLE APPLICATOR I (engangsapplicator) (50)
- Refill
- 5 mL væske (1)

#### BEMÆRK:

- G-BOND er brandfarlig. Använd ej i nærheten av öppen låga. Håll på håll från andra källor som orsaka brand. Förvara ej stora mängder av materialet på samma ställe, ej heller i direkt solljus.
- G-BOND är flyktig. Skall användas i ventilierade utrymmen.
- I tillfælde af direkte kontakt i øjnene, skyl øjeblikkeligt med vand og opsøg herefter lægehjælp.
- I tilfælde af kontakt til oral væv eller huden, så fjernes materialet umiddelbart med en svamp eller serviet. Når behandlingen er slut skylles med vand.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Rest av materialet skall hantares enligt lokale regler.
- Använd alltid handskar, munskydd og skyddsogslasjon eller annan personlig skyddsutrustning.
- Använd skyddsogslasjon eller effektiv bindingsghærdning.