

Fig. 1 / Abb. 1




Fig. 2 / Abb. 2



Fig. 3 / Abb. 3



Fig. 4 / Abb. 4




Fig. 5 / Abb. 5



Fig. 6 / Abb. 6

G-BOND™ Unit Dose

ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT-CURED ADHESIVE
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Bonding of light cured composites and acid modified composites (compomers) to tooth structure.
2. Bonding of dual cured luting and core build up composites to tooth structure as long as these materials are light cured.

CONTRAINDICATIONS
1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer, methacrylate polymer, or acetone.

NOT TO BE USED
1. In combination with chemically cured composite resin.
2. In combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder G-BOND from setting or bonding properly.
3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-BOND from setting or bonding properly.
4. In combination with dual cured luting and core build up composites in case these materials will not be light cured.

DIRECTIONS FOR USE
1. CAVITY PREPARATION
Prepare tooth using standard techniques. Use rubber dam for protection. Dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air syringe.
Note:
For direct pulp capping, use calcium hydroxide.

2. APPLICATION
a) Unscrew cap counterclockwise (Fig. 1).
b) Using the DISPOSABLE APPLICATOR II provided, mix the luting thoroughly for 5 seconds as illustrated (Fig. 2), making sure to combine liquid from top and bottom of the container.
c) Immediately apply to the prepared enamel and dentin surfaces using the DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 3).
d) Leave undisturbed for 10 seconds (Fig. 4).
e) Then, dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive (Fig. 5). The final result should be a thin, rough, adhesive film with the appearance of frosted glass and which does not visibly move under further air pressure.
Note:

1) When removing from refrigerator after long-term storage, leave the G-BOND Unit Dose to stand at room temperature for several minutes prior to use.
2) When opening the cap, make sure to identify the top and bottom of the unit dose capsule.
3) If the cap of the unit dose is too tight to open, do not try to open it with force. Use another unit dose.
4) Non cut enamel should be treated with a 35-40% phosphoric acid gel, rinsed with water and gently dried before using G-BOND.
5) Apply G-BOND immediately as the material contains a volatile solvent.
6) Remove excess material remaining on the tooth (other than the surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue material is hard to remove after light curing.
7) Should the applied material be contaminated with water, blood or saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the procedure by re-applying material.

3. LIGHT CURING
Light cure using a visible light curing unit (Fig. 6).
Irradiation time
Halogen / LED (700 mW/cm²) 10 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²) 5 seconds

In case where the light guide tip is more than 10mm away from the surface to be irradiated, light cure for the following time.
Irradiation time
Halogen / LED (700 mW/cm²) 20 seconds
High power LED (more than 1200 mW/cm²) 10 seconds

Note:
1) Light cure completely for an effective bonding strength.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

4A. PLACEMENT OF LIGHT CURED COMPOSITES AND COMPOMERS
After having light cured the adhesive, follow manufacturer's instructions for use in order to place, contour and light cure the composite resin material of choice.

4B. PLACEMENT OF DUAL CURED COMPOSITES
After having light cured the adhesive, make sure to light cure the dual cured composite material separately. Self curing only will result in improper adhesion.

5. FINISHING
Adjust restoration and polish using standard techniques.

STORAGE
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).


PACKAGE
G-BOND Unit Dose 0.1 mL (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
CAUTION

1. G-BOND is flammable. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
2. This material is disposable. Do not recap or reuse.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
5. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks to avoid contact. It is recommended to apply COCOA BUTTER to the area where rubber-dam cannot cover.
6. Avoid inhalation or digestion of material.
7. When spill on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.
8. Do not mix with other products.
9. Dispose of all waste according to local regulations.
10. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
11. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
12. Do not place under operating light.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com or for The Americas
http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

Indesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 06/2019



MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8588, Japan
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL, 60803 U.S.A.
www.gcamerica.com
DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8588, Japan
EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 70 100
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL, 60803 U.S.A. TEL: +1 708-597-0900
www.gcamerica.com
GC SOUTH AMERICA
Rua Heliópolis, 369, Santana - 02022-051 São Paulo, SP - Brasil
TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.926/0001-41
Responsável Técnica: Mayara de Santos Ribeiro
CRP039 - 105.962
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541
TEL: +65 6461 7588
GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Bolony Rd, Bankmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200
PRINTED IN JAPAN

G-BOND™ Unit Dose

EINKOMPONENTIGES SELBSTHÄRTENDES LICHTHÄRTENDES ADHÄSIV

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen Anwendungsbereiche zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE
1. Bonding von lichthärtenden Kompositmaterialien und Compomeren an die Zahnstruktur.
2. Bonding von dualhärtenden Befestigungs- und Stumpfbaupacken an die Zahnstruktur, wenn diese lichtgehärtet werden.

GEGENANZEIGEN
1. Direkte Pulpenabdeckung.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacrylat-Monomer, Methacrylat-Polymer oder Aceton.

KEINESWEGS VERWENDEN
1. In Kombination mit chemisch härtenden Kompositen
2. In Kombination mit eugenolhaltigem Material, da Eugenol das Abbinden oder Binden von G-BOND verhindert.
3. Zusammen mit Desensibilisierungsmitteln, da diese das Abbinden und Binden von G-BOND verhindern können.
4. Zusammen mit dual-bondenden Befestigungs- und Aufbauzaementen, wenn diese nicht lichtgehärtet werden

VERARBEITUNG
1. PRÄPARATION DER KAVITÄT
Präparieren des Zahn wie gewohnt. Kofferdam als Feuchtigkeitsschutz verwenden. Die präparierten Zahnoberflächen vorsichtig mit Druckluft trocknen.
Ann.:
Zur Direkte Pulpenabdeckung Calciumhydroxid verwenden.

2. ANWENDUNG
a) Kappe entgegen dem Uhrzeigersinn aufschrauben (Abb. 1).
b) Mit dem DISPOSABLE APPLICATOR II gründlich fünf Sekunden anmischen (Abb. 2) – dabei sicherstellen, dass sowohl die Flüssigkeit von der Ober wie auch der Unterseite der Kappe gemischt werden.
c) Das Material SOFORT mit dem DISPOSABLE APPLICATOR II auf die präparierten Schmelz- und Dentinflächen geben (Abb. 3).
d) Dann 10 Sekunden ruhen lassen (Abb. 4).
e) Das Material gründlich fünf Sekunden lang mit MAXIMALEN Luftdruck (öffnen) trocknen, dabei absaugen, um Materialspritzer aufzufangen (Abb. 5). Das Endergebnis ist ein dünner, rauher adhäsiver Film, welcher wie gefrostetes Glas aussieht und sich unter Druckluft nicht bewegt.

3. LICHTHÄRTUNG
Licht härten mit einem Gerät für sichtbares Licht (Abb. 6).
Belichtungszeit
Halogen / LED (700 mW/cm²) 10 Sekunden
Hocheleistungs-LED (über 1200 mW/cm²) 5 Sekunden

In case where the light guide tip is more than 10mm away from the surface to be irradiated, light cure for the following time.
Belichtungszeit
Halogen / LED (700 mW/cm²) 20 Sekunden
Hocheleistungs-LED (über 1200 mW/cm²) 10 Sekunden

Note:
1) Light cure completely for an effective bonding strength.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light curing.

4A. ANWENDUNG VON LICHTHÄRTENDEN COMPOSITEN UND KOMPOMEREN
Nach dem Härten des Adhäsivs die Anweisung des Herstellers des Kompositmaterials bezüglich Aufbringen, Konturieren und Licht härten befolgen.

4B. ANWENDUNG VON DUALHÄRTENDEN MATERIALIEN
Nach dem Licht härten des Adhäsivs das dualhärtende Komposit ebenfalls licht härten, da ansonsten eine schlechte Adhäsion erzielt wird.

5. FINISHEN
Die Restauration wie gewohnt finieren und polieren.

STORAGE
If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator, otherwise store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).


PACKAGE
G-BOND Unit Dose 0.1 mL (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (50)
CAUTION

1. G-BOND is flammable. Do not use near open flame. Keep away from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep away from direct sunlight.
2. This material is disposable. Do not recap or reuse.
3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
4. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse thoroughly with water.
5. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister, advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark disappears, usually in 1-2 weeks to avoid contact. It is recommended to apply COCOA BUTTER to the area where rubber-dam cannot cover.
6. Avoid inhalation or digestion of material.
7. When spill on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.
8. Do not mix with other products.
9. Dispose of all waste according to local regulations.
10. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
11. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
12. Do not place under operating light.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com or for The Americas
http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

Indesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 06/2019



MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8588, Japan
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL, 60803 U.S.A.
www.gcamerica.com
DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8588, Japan
EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 70 100
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL, 60803 U.S.A. TEL: +1 708-597-0900
www.gcamerica.com
GC SOUTH AMERICA
Rua Heliópolis, 369, Santana - 02022-051 São Paulo, SP - Brasil
TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.926/0001-41
Responsável Técnica: Mayara de Santos Ribeiro
CRP039 - 105.962
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
5 Tampines Central 1, #06-01 Tampines Plaza, Singapore 529541
TEL: +65 6461 7588
GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1753 Bolony Rd, Bankmeadow, NSW 2019, Australia
TEL: +61 2 9301 8200
PRINTED IN JAPAN

G-BOND™ Unit Dose

ADHESIF MONO-KOMPONENSBANDING FOTOPOLYMERISABLE

Réserve à la seule utilisation par un professionnel dentaire dans les indications préconisées.

INDICATIONS PRÉCONISÉES
1. Adhésion des composites photopolymérisables et des composites modifiés acides (compomers) à la structure de la dent.
2. Adhésion à la structure de la dent, des composites de scellement polymérisables et de reconstitution de moignon, durant le temps nécessaire à la photopolymérisation de ces produits.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire direct.
2. Ne pas utiliser ce produit chez patients présentant une allergie connue au monomère méthacrylate, polymère méthacrylate et acétone.

NE PAS UTILISER
1. En combinaison avec des résines composites chétopolymérisables.
2. En association avec des produits contenant de l'Eugénol, susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion du G-BOND.
3. En association avec des désensibilisateurs, susceptibles de gêner la prise ou l'adhésion du G-BOND.
4. En association avec les composites de scellement et de reconstitution de moignon "dual" et la structure de montage, dans les cas où les produits ne seront pas photopolymérisés.

MODE D'EMPLOI
1. Préparation de la cavité
Préparer la dent en utilisant les techniques standard. Utiliser une digue de caoutchouc en protection. Sécher doucement les surfaces de la dent préparée à l'aide d'une seringue à air.
Note:
Pour les coiffage pulpaire direct, utiliser de l'hydroxyde de calcium.
2. Application

a) Dévissez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 1).
b) Utilisez le DISPOSABLE APPLICATOR II mélange vigoureusement pendant 5 secondes (Fig. 2) en s'assurant que le produit est bien mélangé.
c) Appliquez IMMÉDIATEMENT sur les surfaces d'émail et de dentine préparées, en utilisant du DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 3).
d) Laissez reposer pendant 10 secondes (Fig. 4).
e) Séchez complètement en utilisant une seringue à air (sans aucune trace d'huile) sous pression MAXIMUM pendant 5 secondes, en présence de la pompe à salive afin d'éviter de mouillurer l'adhésif (Fig. 5). Le résultat final doit montrer un film adhésif fin et rugueux, de l'apparence du verre gravé et ne présentant aucun signe de déplacement visible sous l'action de l'air comprimé.

Note:
1) Après un séjour prolongé au réfrigérateur, laisser G-BOND Unit Dose à température ambiante pendant plusieurs minutes avant utilisation.
2) En ouvrant l'opercule, bien s'assurer d'avoir identifié le haut et le bas de la capsule unidose.
3) Si l'opercule de l'unité dose s'avère trop difficile à ouvrir, ne pas tenter de forcer l'ouverture. Utilisez de préférence une autre unidose.

4) L'émail non traité doit être traité avec un gel d'acide phosphorique à 35-40%, rincé à l'eau et séché doucement avant utilisation du G-BOND.
5) Appliquez G-BOND immédiatement car ce produit contient un solvant volatil.
6) L'excès de produit non essuyé trop difficile à ouvrir, ne pas tenter de forcer l'ouverture. Utilisez de préférence une autre unidose.
7) Si le produit appliqué est souillé par de l'eau, du sang ou de la salive, avant la photopolymérisation laver et sécher la dent et répéter le procédé. Il est recommandé d'appliquer du COCOA BUTTER sur les parties que la digue ne peut pas couvrir.
8. Si la table ou le sol sont éclaboussés, essuyer immédiatement avec un chiffon sec.
9. Ne jamais mélanger avec un autre produit.
10. S'assurer que les déchets sont éliminés en conformité avec la législation en vigueur.
11. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
12. Dans de rares cas, ce produit peut engendrer des réactions chez certains patients. Si de telles réactions sont observées, stopper l'utilisation du produit et consulter un médecin.
13. Ne pas placer sous scelléolite.

3. FOTOPOLYMERISATION
Photopolymériser en utilisant un appareil à lumière visible (Fig. 6).
Temps d'insolation :
Halogène / LED (Diode Electro Luminescent) (700 mW/cm²) 10 secondes
LED puissante (plus de 1200 mW/cm²) 5 secondes

In case where the light guide tip is more than 10mm away from the surface to be irradiated, light cure for the following time.
Temps d'insolation :
Halogène / LED (Diode Electro Luminescent) (700 mW/cm²) 20 secondes
LED puissante (plus de 1200 mW/cm²) 10 secondes

Note:
1) Photopolymériser complètement afin d'assurer une bonne solidité de l'adhésif.
2) Lors de la photopolymérisation, utiliser un écran protecteur ou tout autre équipement de protection des yeux.

4A. MISE EN PLACE DU COMPOSITE PHOTOPOLYMERISABLE ET DES COMPOMERS
Après avoir photopolymérisé l'adhésif, suivre les instructions du fabricant, réaliser le contourage et photopolymériser la résine composite de votre choix.
4B. MISE EN PLACE DES COMPOSITES "DUAL"
Après avoir photopolymérisé l'adhésif, photopolymériser également les composites. Une photopolymérisation entraînerait une mauvaise adhésion du produit.

5. FINITION
Ajuster la restauration et procéder au polissage en utilisant les techniques standard.

STOCKAGE
Stocker au réfrigérateur si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Sinon, stocker à température ambiante (1-28°C) (33.8-82.4°F).

CONDITIONNEMENT
50 G-BOND Unit Dose 0.1 mL, 50 DISPOSABLE APPLICATOR II (applicateurs jetable)

PRECAUTIONS
1. Le G-BOND est inflammable. Ne pas utiliser à proximité d'une flamme vive. Garder éloigné des sources de chaleur. Ne pas stocker d'importantes quantités au même endroit. Ne pas exposer au soleil.
2. G-BOND est volatile. Utiliser dans un endroit bien aéré.
3. Ce matériel est à usage unique. Ne pas le réutiliser.
4. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin.
5. En cas de contact avec les muqueuses ou la peau, éliminer immédiatement le produit avec une éponge ou un tampon de coton. Dès que le traitement de restauration est terminé, rincer soigneusement à l'eau claire.
6. Si la muqueuse en contact avec le matériau, devient blanche ou forme une cloque, conseiller au patient de ne pas intervenir sur la partie affectée, jusqu'à ce que la marque disparaisse, habituellement en 1 ou 2 semaines. Pour éviter ce contact, il est recommandé d'appliquer du COCOA BUTTER sur les parties que la digue ne peut pas couvrir.
7. Éviter l'inhalation ou l'ingestion du produit.
8. Si la table ou le sol sont éclaboussés, essuyer immédiatement avec un chiffon sec.
9. Ne jamais mélanger avec un autre produit.
10. S'assurer que les déchets sont éliminés en conformité avec la législation en vigueur.
11. Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
12. Dans de rares cas, ce produit peut engendrer des réactions chez certains patients. Si de telles réactions sont observées, stopper l'utilisation du produit et consulter un médecin.
13. Ne pas placer sous scelléolite.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
http://www.gceurope.com ou pour l'Amérique
http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Declaration of effects indesirables :
Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez le signaler directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente dans votre pays, par le biais du lien suivant :
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ainsi qu'à notre système de vigilance interne : vigilance@gc.dental
Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Dernière mise à jour: 06/2019

G-BOND™ Unit Dose

ADESIVO SMALTO-DENTINALE MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZZABILE AUTOMORDENZANTE

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
1. Adesione dei composti fotopolimerizzabili e dei composti modificati con acido (compomer) alla struttura del dente.
2. Adesione dei composti per cementazione a doppia polimerizzazione e dei composti per la stratificazione del moncone alla struttura del dente a condizione che essi vengano fotopolimerizzati.

CONTROINDICAZIONI
1. Incappucciamento pulpare diretto.
2. Evitare l'uso di questo prodotto nei pazienti con allergie note al monomero metacrilato, polimero metacrilato, o acetone.

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO
1. In combinazione con resina composita a indurimento chimico.
2. In combinazione con materiali contenenti eugenolo in quanto l'eugenolo può impedire il corretto indurimento o compromettere le proprietà adesive di G-BOND.
3. In associazione con desensibilizzanti in quanto essi possono impedire il corretto indurimento o compromettere le proprietà adesive di G-BOND.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. PREPARAZIONE DELLA CAVITÀ
Preparare il dente seguendo le tecniche standard. Utilizzare la diga di gomma come protezione. Assicurare la superficie del dente preparato usando una siringa ad aria con getto leggero.
Note:
Usare idrossido di calcio in caso di incappucciamento pulpare diretto.

2. APPLICAZIONE
a) Svitare il tappo in senso antiorario (Fig. 1).
b) Utilizzando il DISPOSABLE APPLICATOR II fornito, miscelare accuratamente il liquido per 5 secondi come da figura (Fig. 2), assicurandosi di uniformare bene in liquido in alto con quello sul fondo del contenitore.
c) Applicare IMMEDIATAMENTE il prodotto sulle superfici di smalto e dentina preparate utilizzando il DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 3).

d) Lasciare in posa per 10 secondi (Fig. 4).
e) Asciugare accuratamente utilizzando aria priva di olio alla MASSIMA pressione per 5 secondi. In presenza di aspirazione a vuoto per evitare eventuali spruzzi di adesivo (Fig. 5). Il risultato finale dovrebbe essere una pellicola adesiva sottile e ruvida con un aspetto che assomiglia a quello del vetro ghiacciato e che non si muove visibilmente sotto la pressione dell'aria applicata successivamente.
Note:
1) Nel caso in cui il flacone di G-BOND venga tolto dal frigorifero dopo un lungo periodo di conservazione, prima di utilizzare il prodotto il flacone deve essere lasciato per diversi minuti a temperatura ambiente (tra 1-28°C) (33.8-82.4°F).
2) Quando si apre il cappuccio, assicurarsi di aver bene identificato qual è l'alto e quale è il basso della capsula monodose.
3) Se il cappuccio della capsula monodose è troppo duro da aprire, non tentare di aprirlo con la forza. Usare un'altra capsula monodose.
4) Lo smalto non essuato deve essere trattato con un gel al 35-40% di acido fosforico, sciacquato con acqua e asciugato delicatamente prima di applicare G-BOND.
5) Applicare G-BOND immediatamente in quanto il materiale contiene un solvente volatile.

6) Utilizzando una spugna o del cotone, eliminare il materiale in eccesso rimasto su altre parti del dente oltre alle superfici da trattare in quanto una volta fotopolimerizzato sarà difficile eliminare il materiale residuo.
7) Nel caso in cui il materiale applicato dovesse essere contaminato con acqua, sangue o saliva prima della fotopolimerizzazione, lavare e asciugare il dente e ripetere la procedura applicando nuovamente il materiale.

3. FOTOPOLIMERIZZAZIONE
Fotopolimerizzare utilizzando un fotopolimerizzatore a luce visibile (Fig. 6).
Tempo di irraggiamento
Halogena / LED (700 mW/cm²) 10 secondi
LED ad alta potenza (oltre 1200 mW/cm²) 5 secondi

In case in cui il puntale della lampada è distante più di 10 mm dalla superficie da irraggiare, i tempi di fotopolimerizzazione dovranno essere i seguenti:
Tempo di irraggiamento
Halogena / LED (700 mW/cm²) 20 secondi
LED ad alta potenza (oltre 1200 mW/cm²) 10 secondi

Note:
1) Per ottenere la corretta adesività, eseguire completamente il processo di fotopolimerizzazione.
2) Durante la fotopolimerizzazione del materiale utilizzare uno schermo o degli occhiali protettivi.

4A. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI FOTOPOLIMERIZZATI E DEI COMPOMERS
Dopo aver fotopolimerizzato l'adesivo, seguire le istruzioni dell'uso fornite dal produttore per applicare, modellare e fotopolimerizzare la resina composita prescelta.

4B. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI A DOPPIA POLIMERIZZAZIONE
Dopo aver fotopolimerizzato l'adesivo, accertarsi di fotopolimerizzare separatamente il materiale composito a doppia polimerizzazione. Nel caso di solo autoindurimento, si otterrà un'adesione inadatta.

5. FINITURA
Rifinire il restauro e lucidare applicando le tecniche standard.

CONSERVAZIONE
Quando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il prodotto deve essere conservato in frigorifero oppure a temperatura ambiente (1-28°C) (33.8-82.4°F).


CONFEZIONI
G-BOND Unit Dose 0.1 mL (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (applicatori monouso) (50)
AVVERTENZE

1. G-BOND è infiammabile. Non utilizzare vicino a fiamme aperte.
2. Tenere lontano da fonti di accensione. Evitare di conservare grosse quantità di prodotto nella stessa area. Tenere lontano dalla luce solare diretta.
3. G-BOND è volatile. Utilizzare in luogo ben ventilato.
4. Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
5. Nel caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, rimuovere immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone. Una volta terminato il trattamento conservativo, sciacquare abbondantemente con acqua.
6. Se il tessuto venuto in contatto con il prodotto diventa bianco o forma bolle, avvisare il paziente di non intervenire sulla parte affetta fino a che il segno, normalmente in 1-2 settimane, non scompare da solo. Per evitare contatti si consiglia di copersere con COCOA BUTTER le aree non protette dalla diga di gomma.
7. Evitare di inalare o ingerire il prodotto.
8. Se il prodotto viene versato sul tavolo o sul pavimento, pulirlo immediatamente con uno straccio asciutto.
9. Evitare di miscelare il prodotto con altri prodotti.
10. Gli scarti dovranno essere smaltiti in conformità alle disposizioni locali.
11. Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
12. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
13. Non posizionare sotto la lampada del riunito.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
http://www.gceurope.com o per le Americhe
http://www.gcamerica.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

Segnalazione degli effetti indesiderati:
Se si viene a conoscenza di qualsiasi tipo di effetto indesiderato, reazione o eventi simili verificatisi dall'uso di questo prodotto, compresi quelli non elencati in queste istruzioni per l'uso, si prega di segnalarli direttamente attraverso il sistema di vigil



Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.




Fig.1 / Eik. 1




Fig.2 / Eik. 2




Fig.3 / Eik. 3



Fig.4 / Eik. 4



Fig.5 / Eik. 5



Fig.6 / Eik. 6

G-BOND™ Unit Dose

EÉN-COMPONENT ZELFETSEND LICHTUITHARDEND ADHESIEF

Aleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermide toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Het hechten van lichtuithardende composieten en zuur gemodificeerde composieten (compomeren) aan tandweefsel.
- Het hechten van dual cure composieten voor bevestiging en stopbouwpouw zolang deze composieten ook lichtuithardend zijn.

CONTRA-INDICATIES

- Directe pulpa overkapping.
- Vermijd het gebruik van dit product bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor monomeer, methacrylaat polymeer of aceton.

NIET TE GEBRUIKEN

- In combinatie met chemisch uithardende composieten.
- In combinatie met eugenol houdende producten. Eugenol kan zowel de uitharding als de hechting blokkeren.
- In combinatie met desensibiliserende middelen daar deze producten de hechting en uitharding van G-BOND kunnen verstoren.
- In combinatie met dual cure composieten voor bevestiging en stopbouwpouw zolang deze composieten niet lichtuithardend zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. CAVITEITSPREPARATIE
 Prepareer het element op de gebruikelijke manier. Gebruik kofferdam ter bescherming. Droog het geprepareerde element droog voorzichtig te blazen met een luchtsput.

2. HET AANBRENGEN
 a) Tegen de klok in opendraaien (Fig. 1).
 b) Meng de vloeistof zorgvuldig afgebeeld (Fig. 2) met de bijgeleverde DISPOSABLE APPLICATOR II en zorg ervoor dat alle vloeistof zowel boven als onder in de capsule wordt vermengd.

3. ONWIDDELIJK AANBRENGEN op de behandelde glazuur- en dentine-oppervlakken met behulp van DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 3).
 a) Laat het geheel onbezorgd gedurende 10 seconden (Fig. 4).
 e) Na het aanbrengen grondig drooggeden door gebruik te maken van olievrje lucht onder MAXIMALE druk gedurende 5 seconden. Gebruik afzuiging om wespatten van het adhesief te voorkomen (Fig. 5). Het eindresultaat is een dunne en ruwe adhesiefilm die er eruit ziet als een bevroren vensterlaam en niet zichtbaar beweegt als er lucht op wordt geblazen.

- Laat het flekje met G-BOND Unit Dose, ahvoren het het gebruik, een aantal minuten op kamertemperatuur komen nadat u het uit de koelkast hebt gepakt.
- Verzeker u ervan dat de boven en onderkant van de unit dose capsule is, voordat de dop wordt verwijderd.
- Indien de dop van een unit dose te vast zit om te openen, forceer dan niet maar gebruik een andere unit dose.
- Niet bespelen glazuur wordt behandeld met fosforzuur gel van 30-40%, spoelen met water en voorzichtig drogen ahvoren G-BOND te gebruiken.
- G-BOND direct aanbrengen daar het materiaal zeer vluchtige oplosmiddelen bevat.
- Overvuldig materiaal, op delen van het element die niet hoeven te worden gerepareerd, afvegen met een sponje of waterpellet dat het materiaal na lichtuithardening isag is te verwijderen.
- Wordt het materiaal voor het lichtuitharden gecontamineerd met water, bloed of vloeistof, kanten de unit dose af met een eethal. Herhaal de procedure door opnieuw materiaal aan te brengen.

3. LICHTUITHARDING
 Hard u met een apparaat met zichtbaar licht (Fig. 6)

Belichtingslijden:

Halogeen / LED (700 mW/cm ²)	10 seconden
Krachtige LED (meer dan 1200 mW/cm ²)	5 seconden

Ingeval de lichtstr. meer dan 10 mm is verwijderd van het te belichten oppervl., gebruik dan de volgende belichtingslijden:

Halogeen / LED (700 mW/cm ²)	20 seconden
Krachtige LED (meer dan 1200 mW/cm ²)	10 seconden

Opmerkingen:
 1) Belicht volledig voor een effectieve hechting.

2) Gebruik een beschermr. van schild tijdens het belichten.

4A. HET AANBRENGEN VAN LICHTUITHARDEND COMPOSIT EN COMPOMER

Volg, na lichtuithardening van het adhesief, de gebruiksaanwijzing van de fabrikant voor het aanbrengen van de composieten en lichtuithardend van het gekozen composit.

4B. HET AANBRENGEN VAN DUAL CURE COMPOSIT
 Zorg ervoor dat het dual cure composit vooraf met licht wordt uithardend, nadat het adhesief met licht is uithardend.

Aleen chemische uithardend geeft onvoldoende hechting.

5. AFWERKEN
 Gebruik standaardtechnieken om de restauratie af te werken en te polijsten.

OPSLAG
 Indien het materiaal niet regelmatig wordt gebruikt bewaar het dan in een koelkast, anders bewaar je het op kamertemperatuur (-128°C / 33.8-82.4°F).

VERPAKKING
 Inhoud van de kit: G-BOND Unit Dose 0.1 ml (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (wegverpakkings) (50)

WAARSCHUWING
 1. G-BOND is vlambaar. Niet gebruiken bij open vuur.
 2. Wehouden van ontstekingsbronnen. Niet in grote hoeveelheden bewaren en in ruimte. Wehouden van direct zonlicht.
 3. G-BOND is vluchtig. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.
 4. Dit is materiaal om weg te werpen. Niet afsluiten of opnieuw gebruiken.
 5. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en medisch advies inwinnen.
 6. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk verwijderen met een sponje of een waterpellet.
 7. Na het beëindigen van de behandeling grondig spoelen met water.
 8. Indien het tandvlees dat in aanraking komt met het materiaal wit wordt of bliaren vormt, adviseer de patiënt dan het getroffen deel met rust te laten totdat de zichtbare sporen verdwenen, normaal binnen 1-2 weken. Om contactmatie te voorkomen wordt aanbevolen om COCOA BUTTER aan te brengen op de delen die niet kunnen worden bedekt met Cofferdam.
 9. Voorkom inademen of inslikken van het materiaal.
 10. Wanneer het materiaal op de vloer of het werkblad wordt gemorst, onmiddellijk afvegen met een droge doek.
 11. Niet mengen met andere gelijksortige producten.
 12. Afval volgens de locale voorschriften afvoeren.
 13. Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbril.
 14. In sommige gevallen kan overgevoelghed voor dit product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toezichting in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
 15. Plaats niet onder operatieel.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: <http://www.gceurope.com> of voor Amerika <http://www.gcamerica.com>

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

Opgeuwste effecten-rapporteren:
 Als u zich bewust wordt van enige vorm van opgeuwst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief degene die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingssysteem. vigilance@gc.dental Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 06/2019



Lees brugsanvisningen omhyggeligt igennem fer brug.

G-BOND™ Unit Dose

1-KOMPONENT SELVÆTSENDE LYSHÆRENDE ADHÆSIV

Må kun benyttes af professionelle tandlægerpersonale, til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

- Binding af lysuhårdende kompositter og syre modificerede kompositter (compomer) til tandstruktur.
- Binding af dual hærdeende cementeringer og core build up kompositter til tandstruktur, så længe disse materialer er lysuhårdende.

KONTRAINDIKATIONER

- Direkte pulpaoverkapping.
- Undgå brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier mod methacrylatmonomer, methacrylatpolymer, eller aceton.

MÅ IKKE ANVENDES

- I kombination med kemisk hærdeende resin kompositter.
- I kombination med eugenol holdige materialer, idet eugenol kan forhindre G-BOND i at afbinde og bonde korrekt.
- I kombination med desensibiliserende midler, idet desensibiliserer kan forhindre G-BOND i at afbinde og bonde korrekt.
- I kombination med dual hærdeende cementeringer og core build up kompositter, idet disse materialer så ikke kan lysuhæres.

BRUGSANVISNING

1. PRÆPARATION AF KAVITETEN
 Præparér tanden med standard teknik. Anvend kofferdam til beskyttelse. Tør den præparerede tands overflade forsigtigt med lufsprøjt.

2. APLICERING
 a) Skru hæften af ved at dreje imod uret (Fig. 1).
 b) Bland de to komponenter af G-BOND Unit Dose i den blandede omhyggeligt i 5 sekunder (se illustration). Vær sikker på at få fuldst. væske fra bunden med væske fra toppen.

3. ONWIDDELLIG APLICERING af G-BOND til behandlede glat overflader og dentinflader med hjælp af DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 3).
 a) Lad materialet tørrer i 10 sekunder (Fig. 4).
 e) Aftør med olie fri luft med MAXIMALT lufttryk i 5 sekunder (Fig. 5). Slutresultatet skal være en tynd, ru film som ligger frosted glas og som ikke synligt bevæger sig under yderligere lufttryk.

- Har materialet været opbevaret i køleskab, så skal det før anvendelse stå i stuetemperatur i nogle minutter.
- Ved fjernelse af hæften så vær sikker på at åbningen er opad. på unit dose.
- Hvis hæften på unit dose er for stram, så forsøg ikke at åbne den med vold. Anvend en ny unit dose.
- Non cum emalie skal behandles med en 35-40% fosforsyre gel, rensed med vand og forsigtigt tørt, inden anvendelsen af G-BOND.
- Applcator G-BOND umiddelbart, idet materialet indeholder en flygtig væske.
- After opskydende materiale som er kommet på hvor det ikke skal bruges med en svamp eller bomuldspelet, idet overkapsende materiale er væksgeligt af fjern det af lysuhærdet.

7) Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand, blod eller saliv før lysuhærdningen, vask rent og tør tagt tanden og gentag materiale separat. Kemisk hærdning uden vil kun give dårlig adhærsion.

3. LYSHÆRDNING
 Lysuhærdes med en hærde lampe med synligt lys. (Fig. 6).
 Hærdetider:

Halogeen / LED (700 mW/cm ²)	10 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm ²)	5 sekunder

I tilfælde af at lysguden er mere end 10mm væk fra stedet der skal hærdes, så anvendes følgende hærdetider:

Halogeen / LED (700 mW/cm ²)	20 sekunder
High Power LED (mere end 1200 mW/cm ²)	10 sekunder

Ingeval de lysguden er mere än 10 mm från ytan som skall lysuhærdas, använd följande hårdningstider:

Halogeen / LED (700 mW/cm ²)	20 sekunder
Högeffekts-LED (över 1200 mW/cm ²)	10 sekunder

Notera:
 1) Lysuhärda fullständigt för en effektiv bindningstyrka.
 2) Använd skyddsglasögon eller liknande under lysuhårdning.

4A. APLICERAR AF LYSHÆRENDE KOMPOSITTER OG COMPOMER
 Efter at have lysuhærdet adhesiven, så følges producentens anvistninger mht. applicering, konturering og lysuhærdning af det valgt komposit materiale.

4B. PLACERING AF DUAL HÆRENDE KOMPOSITTER
 Efter at have lysuhærdet adhesiven, husk at lysuhærdet det dual hærdeende materiale separat. Kemisk hærdning uden vil kun give dårlig adhærsion.

5. FINISHING
 Finisher og poler fyldningen ved anvendelse af sædvanlig teknik.

OPBEVARENING
 Anvendes materialet ikke igennem lang tid, så skal det opbevares i køleskab ellers kan det opbevares i rumtemperatur (-128°C / 33.8-82.4°F).

OPAKNING
 G-BOND Unit Dose 0.1 ml (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (engangs applikator) (50)

BEMÆRK
 1. G-BOND er brandfarligt. Anværd ej i nærheden af åben ild.
 2. Opbevares væk fra brandbare kilder. Opbevær ikke store mængder på samme sted. Må ikke opbevares i direkte sollys.
 3. G-BOND er flygtig. Anværd i et godt ventileret rum.
 4. Dette materiale er engangs. Skru ikke hæften på igen eller genbrug restmateriale.
 5. I tilfælde af direkte kontakt i øjnene, skyl øjenkviklet med vand og opsig herfter lægehjælp.
 6. I tilfælde af kontakt til orat væv eller huden, så fjernes materialet umiddelbart med en svamp eller serviet. Når behandlingen er slut skylles med vand.
 7. Hvis vævet som har været i kontakt med materialet bliver hvidt eller danner blæster, så råd patienten til at lade stedet være i fred indtil generne forsvinder, dette tager 1-2 uger. For at undgå at materialet kommer i kontakt med vævet, så kan vi anbefale brug af COCOA BUTTER, der hvor rubberdam ikke dækker.
 8. Undgå inhalation og at synke materialet.
 9. Ved spilt på gulve eller borde skal de tørres af med en tør klud.
 10. Må ikke blandes med andre produkter.
 11. Rest materiale afskaffes i henhold til lokale regler.
 12. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.
 13. I sjældne tilfælde kan produktet afstedkomme allergiske reaktioner hos nogle personer. Laggtes allergiske reaktioner anbefales det at stoppe brug af materialet stoppes.
 14. Må ikke placeres under operationslampen.


Nogle produkter som er beskrevet i F.U er evt. klassificeret som farligt iht GHS. Læs altid op på alle arbejdsvejshygiejiske anvisninger som kan findes på: <http://www.gceurope.com> eller for Amerika <http://www.gcamerica.com>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Utslettede bivirkninger:
 Hvis du ved brug af produktet oplever nogle ukendte effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i instruktionen, bedes du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en Samt til vor interne overvågningssystem. vigilance@gc.dental Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Sidet revideret: 06/2019

Reviderad senast: 06/2019



Lees brugsanvisningen omhyggeligt igennem fer brug.

G-BOND™ Unit Dose

ENKOMPONENTEN SJÄLVÆTSENDE OCH LYSHÄRNANDE ADHESIV

Produkten skall endast brukas av professionella utövare inom de rekommenderade indikationerna.

INDIKATIONER

- För bonding av lysuhårdande och syramodifierade kompositter (compomer) till tandsubstans.
- För bonding av dualhårdande cement och kompositbaserade uppbyggnadsmaterial (core build-up material) till tandsubstans, så länge dessa material lysuhärdas.

KONTRAINDIKATIONER

- Direkt pulpaöverkapping.
- Undvik att använda denna produkt på patienter som har kända allergier mot metakrylatmonomer, metakrylatpolymer, eller aceton.

ANVÄNDS EJ

- I kombination med kemisk hårdande kompositter.
- I kombination med material som innehåller eugenol, då eugenol kan förhindra korrekt stelnig och bonding.
- I kombination med desensibiliserare, då dessa kan förhindra korrekt stelnig och bonding.
- I kombination med dualhårdande cement och kompositbaserade uppbyggnadsmaterial, ifall dessa material inte kommer att lysuhärdas.

BRUKSANVISNING

1. PREPARATION AV KAVITETEN
 Prepärar tanden med standard teknik. Använd kofferdam som skydd. Törrlägg försiktigt den preparerade tandens ytor med tvegrasprutan.

2. APLICERING
 a) Skruva av hatten genom att vrida den motsols (Fig. 1).
 b) Blanda vätskan noggrant under 5 sek genom att använda den medföljande DISPOSABLE APPLICATOR II (Fig. 2). Vår noga med blanda när vätskan i hela behållaren.
 c) Applicera G-BOND Omedelbart med hjälp av DISPOSABLE APPLICATOR II på de preparerade emalj- och dentintyorna. (Fig. 3).
 d) Låt G-BOND verka under 10 sekunder (Fig. 4).
 e) Törrlägg noga med olefri luft med MAXIMALT lufttryck under 5 sekunder. Använd dessutom vakuumsug för att förhindra spridning av adhesioner. (Fig. 5). Slutresultatet skall bli en tunn, skrovlig filmtya som liknar frostigt glas och som inte rör sig under ytterligare lufttryck.

Bemärk:
 1) Efter förvaring i kylskåp Låt G-BOND stå framme i rumtemperatur innan användning.

2) Håll reda på vad som är upp och ner på engångsdosen när hatten vrids av.

3) Försök inte att öppna förpackningen om hatten sitter för hårt. Ta en ny istället.

4) Om emaljen ska behandlas med en 35-40% fosforsyra gel, rengör materialet separat. Kemisk härdning utan kommer att applicera materialet på nytt.

5) Om det applicerade materialet skvällt till kontamineret med vatten, blod eller saliv innan lysuhårdning, tvätta rent och omedelbart applicera G-BOND separat. Kemisk härdning genom att applicera materialet på nytt.

3. LYSHÄRDNING
 Lysuhärdas med en lampa med synligt ljus. (Fig. 6).
 Hårdningstider:

Halogeen / LED (700 mW/cm ²)	10 sekunder
Högeffekts-LED (över 1200 mW/cm ²)	5 sekunder

I fall lysgudnen är mer än 10mm från ytan som skall lysuhärdas, använd följande hårdningstider:

Halogeen / LED (700 mW/cm ²)	20 sekunder
Högeffekts-LED (över 1200 mW/cm ²)	10 sekunder

Notera:
 1) Lysuhärda fullständigt för en effektiv bindingsstyrka.
 2) Använd skyddsglasögon eller liknande under lysuhårdning.

4A. APLICERING AV LYSHÄRNANDE KOMPOSITTER OCH COMPOMER
 Efter lysuhårdning av adhesiven, följl tillverkarens bruksanvisning gällande applicering, konturering och lysuhårdning av det valda kompositmaterialet.

4B. APLICERING AV DUALHÄRNANDE KOMPOSITTER
 Efter lysuhårdning av adhesiven, lysuhärda det dualhärdeande materialet separat. Endast kemisk härdning resulterar i dålig adhærsion.

5. FINISHERING
 Finishera och polera fyllningen på sedvanligt sätt.

FÖRVARING
 Förvara materialet i kylskåp om det inte används under en längre tid annars rekommenderas förvaring i rumtemperatur (-128°C / 33.8-82.4°F).

FÖRPACKNING
 G-BOND Unit Dose 0.1 ml (50), DISPOSABLE APPLICATOR II (engångsapplikator) (50)

NOTERA
 1. G-BOND är brandfarligt. Anværd ej i närheden av åppen låga.
 2. Hålls på avstånd från andra källor som orsaka brand. Förvara ej stora mängder av materialet på samma ställe, ej heller i direkt sollys.
 3. G-BOND är flyktig. Skål användas i ventilerade utrymnen.
 4. Materiale är för engångsbruk. Använd det inte på nytt.
 5. Om materialet kommer i direkt ögonkontakt, skölj omedelbart med vatten och uppök sedan läkare.
 6. Om materialet kommer i direkt kontakt med oral vävnad eller hud, avlösna då med en minsvamp eller bomullspelet. Efter sturtid behandling skölj med vatten.
 7. Om vävnaden som varit i kontakt med materialet blivit vit eller att en blåsa bildats, rekommendera patienten att lämna det angripna området ört tills läkaren eller blsan försvunnit.
 8. Undgå inandnas och svälja materialet.
 9. Material som hamnar på gov eller bord torkas bort med en torr tras.
 10. Blandas ej med andra produkter.
 11. Rester av material ska häntas enligt lokale regler.
 12. Använd alltid handskar, munskydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.
 13. I sällsynta fall kan produkten orsaka sensibilitet. Iall sådana reaktioner skülj uppkomma i samband med användning, avbryt behandlingen med produkten och notifiera patienten till läkare.
 14. I samband med applicering, vrid bort OP-belysningen.

Visss produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Sakerhetsinformatio. Dessa finner ni på: <http://www.gceurope.com> eller för Amerika <http://www.gcamerica.com>

Dessa kan också erhållas från din leverantör.

Rapportering av oönskade effekter:
 Om du upptäcker någon form av oönskade effekt, reaktioner eller liknande händelser som upplevs efter användning av denna produkt, inklusive de som inte är upptagna i denna bruksanvisning, rapportera dem direkt genom det relevanta vakanshetssystemet genom att välja landets behöriga myndighet, finns tillgängligt via denna länk: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en såväl som via vårt interna vakanshetssystem. vigilance@gc.dental På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Reviderad senast: 06/2019



Lees brugsanvisningen omhyggeligt igennem fer anværdning.

G-BOND™ Unit Dose

ADOSEVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL AUTOGRAVÁVEL

Para utilização exclusiva por um profissional segundo as indicações recomendadas.

INDICAÇÕES:

- Ligação de compostos fotopolimerizáveis e de compostos modificados por ácido (compómeros) à estrutura dentária.
- Ligação de cimentaçoões de dupla polimerização e de compostos para reconstrução do falso colo, à estrutura dentária, desde que sejam materiais fotopolimerizáveis.

CONTRA-INDICAÇÕES

- Capejamento pulpar direto.
- Evitar a utilização deste produto em pacientes com alergias conhecidas ao monómero de metacrilato, ao polímero de metacrilato ou acetona.

NÃO USAR

- Combinado com resinas compostas de polimerização química.
- Em combinação com materiais que contenham eugenol, pois o eugenol pode impedir que o G-BOND endureça ou adira adequadamente.
- Em combinação com dessensibilizantes, pois estes podem impedir que o G-BOND endureça ou adira adequadamente.
- Em combinação com cimentaçoões de dupla polimerização e compostos para reconstrução do falso colo, caso estes materiais não sejam fotopolimerizáveis.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. PREPARAÇÃO DA CAVIDADE
 Prepare o dente usando técnicas padrão. Utilize um dique de borracha como proteção. Seque as superfícies preparadas do dente com um jacto suave da seringa de ar.
 Nota: Para a proteção capeamento pulpar direto, use hidróxido de cálcio.</