


**ISTI** izgled, **ISTI** pristup.  
Gde je onda **razlika?**



Kad treba povezati **čvrstoću** i **fleksibilnost**.

CERASMART ima najvišu savojnu čvrstoću u svojoj kategoriji te je nadvisio klasične glinične keramičke blokove. Najvažnije, takođe nudi **visoku elastičnost (energija lomljenja)** za amortizaciju pritiska sila žvakanja i podršku u najizazovnijim kliničkim situacijama.



Dobrodošli u  
**PAMETNO** doba

Otkrijte **CERASMART™** i proizvode koji ga ističu  
[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)



**Ceramic Primer II** je najnoviji prajmer od kompanije GC, koji se može koristiti za sve vrste keramika (uključujući glas-keramiku, cirkonijum-oksidnu i aluminijum-oksidnu keramiku), kompozite i hibridnu keramiku.

Specijalizovani prajmer koji omogućava čvrstu i trajnu adheziju...

Vaš savršen partner za vaše **CERASMART™** radove!



Otkrijte Optiglaze Color, novi svetlosno polimerizujući materijal za karakterizaciju od kompanije GC!

**Bojenje, povećana otpornost na trošenje i visok površinski sjaj uz jedan potez četkice...**

Jer sve izgleda bolje u boji!



DiaPolisher je GC pasta za poliranje sa ultrafinim dijamantnim česticama - samo sledite uobičajen postupak poliranja i koristite DiaPolisher pastu za postizanje višeg sjaja.

Poboljšajte estetiku jednim jednostavnim korakom!

**CERASMART™** - najbolja klasa hibridne keramike od kompanije GC



**BOJE:**  
High Translucency (visoka translucencija) (HT):  
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT

- uglavnom za nadoknadu gledi
- za inleje, onleje, fasete, delimične i potpune krunice

Low Translucency (niska translucencija) (LT):  
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT

- za nadoknadu dentina i gledi
- za prekrivanje diskoloracija, posebno za krunice

Bleach Shade (BL) (za izbeljivanje)

**VELIČINE:**  
raspoloživo u veličinama 12, 14, i 14L

**PAKIRANJA:**  
CERASMART za Cerec, dopuna od 5 blokova  
CERASMART univerzalni, dopuna od 5 blokova  
CERASMART Advanced Kit (prošireni komplet)  
CERASMART Starter Kit (početni komplet)

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Serbia  
Dimitrija Tucovića 119, 6th floor, ap.35  
RS - 11000 Beograd  
Tel. +381.11.24.05.419  
Fax. +381.11.24.05.419  
Mob. +381.63.78.82.777  
info.serbia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**'GC.'**

O L F RS 21 01 01/19



**GC**  
**CERASMART™**

Nova hibridna keramika  
za CAD/CAM sistem

**Jeste li sigurni da to nije keramika?**

**'GC.'**

# Pametni materijal za pametne primene.



Predstavljanjem novog hibridno keramičkog bloka, GC otvara vrata "pametnog" doba, gde se za svaki slučaj posebno bira tačno odgovarajuća vrsta CAD/CAM bloka.

Keramika - zlatni standard kod CAD/CAM tehnologije - i CERASMART na neki su način slični. Ali, CERASMART nudi nenadmašne mogućnosti za određene kliničke situacije.

- Zbog sposobnosti amortizacije, CERASMART je savršeno **pogodan za zahtevne okluzalne situacije**
- Precizno prilagođavanje i otpornost na trošenje osiguravaju **dugotrajnu rubnu nepropustnost**
- Uravnotežena tvrdoća površine posebno je **pogodna za smanjenje trošenja suprotnih zuba**, takođe osiguravajući dugotrajni sjaj rada

Pored toga **CERASMART** takođe nudi

- **Efikasni proces glodanja** sa kratkim vremenom glodanja i poboljšanom trajnošću glodalica
- **Izvrсна mogućnost poliranja** postiže izraziti sjaj posle kratkog vremena poliranja
- **Jednostavna karakterizacija** premazom Optiglaze Color, samo za nekoliko minuta

## Kad treba povezati preciznost i trajnost

CERASMART dokazuje da ne treba birati između preciznosti i brzine: za kratko vreme glodanja postižu se vrlo oštri rubovi. Bez vidljivog oštećenja, čak i pod velikim mikroskopskim povećanjem.

**Preciznost glodanja**

Izvor: GCC Istraživanje i razvoj.



**Jedinstvena tehnologija**

Slike pod skenirajućim elektronskim mikroskopom; Izvor: GCC Istraživanje i razvoj


CERASMART se bazira na najnovijoj GC tehnologiji punila, sa ultrafinim homogeno raspršenim punilima koja omogućavaju **dugotrajni sjaj** te manje trošenje suprotnih zuba. Njegova **visoka radioopaknost** takođe olakšava kontrolu radova.



## Kad treba spojiti estetiku i CAD/CAM

Cerasmart pacijentima nudi estetske radove, nevidljive u svim slučajevima zahvaljujući svojoj **optimalnoj ravnoteži fluorescencije i opalescencije** te prirodnoj integraciji boje.

CERASMART™ A2 HT LAVA™ Ultimate A2 HT\* VITA ENAMIC® 1M2 H\* IPS e.max® CAD A2 HT\*



PROPUŠTENNO SVETLO

CERASMART™ A3LT LAVA™ Ultimate A3 LT\* VITA ENAMIC® 2M2 T\* IPS e.max® CAD A3 LT\*



CRNO SVETLO

\*Nije zaštitni znak GC Europe

# Povećajte svoje CAD/CAM restorativne mogućnosti CERASMART™!



## Pametniji sistem za pametniji tok rada

### Bez glaziranja, bez pečenja

Završni koraci za estetski rad su olakšani izborom dve opcije: jednostavno ručno poliranje ili brza karakterizacija jednim potezom četkice... korišćenjem premaza otpornog na trošenje, Optiglaze Color.

