


One shade fits all



Essentia[®]
Universal shade
van GC

Universeel composiet

GC




Since 1921
100 years of Quality in Dental

Essentia[®] Universal shade van GC

One shade fits all

Essentia van GC veroorzaakte een verandering in het gedachtenpatroon van restauratieve tandheelkunde. Dit concept met slechts zeven kleuren, opende de deur naar een wereld van minder gecompliceerde esthetische restauratieve tandheelkunde. Met het nieuwe **Essentia Universal Shade** gooit GC de deur naar vereenvoudiging verder open. Essentia Universal Shade is de **ultieme oplossing voor posterieure restauraties: één kleur met een fantastisch kameleoneffect, nu verkrijgbaar in drie viscositeiten**. Kies uit een pasta, een injecteerbare en een zeer flowable viscositeit, **afhankelijk van wat het best uitkomt voor een specifieke casus**. Van cervicale tot occlusale restauraties: alle versies van de Universal Shade zijn **sterk genoeg voor alle caviteiten**, zonder enige beperking.


Essentia Universal Shade (pasta)
kleuradaptatie in verschillende
tandkleuren



Dankzij onze eigen vulstofbehandeling en het gebruik van ultrafijne deeltjes zijn de **fysische eigenschappen van Essentia HiFlo & Essentia LoFlo nog beter** dan die van Essentia Universal, wat bevestigt dat alle drie de viscositeiten veilig kunnen worden gebruikt **voor alle indicaties**.



Buigsterkte en 3-body wear van de drie viscositeiten van Essentia Universal shade
(Bron: GCC R&D data)



Preparatie van kleine klasse I caviteiten



Restauratie met **Essentia HiFlo Universal**



Postoperatief beeld waarin een mooie overgang naar de natuurlijke tanden te zien is



Luchtabrasie van de niet-carieuze laesies



Restauratie met **Essentia LoFlo Universal**




Postoperatief beeld na het polijsten



Essentia HiFlo is een **vloeibare composiet** met een hoog bevochtigingsvermogen, die perfect is voor gemakkelijke aanpassingen aan preparaties en goed nauwe holten in vloeit. Het biedt geweldige verwerkingseigenschappen tezamen met een superieure sterkte en een hoge radiopaciteit van meer dan 300%, wat de diagnose van secundaire cariës vergemakkelijkt.



Essentia LoFlo is een injecteerbare composiet met een **lage vloeï**, optimaal wanneer een thixotroop materiaal vereist is – bijvoorbeeld voor cervicale restauraties. Het biedt minimale slijtage, zodat de duurzaamheid van restauraties verzekerd is, zelfs op het occlusale oppervlak.



Essentia is een pastacomposiet met een vereenvoudigd concept met 7 kleuren. De Universal Shade van dit concept vertoont een mooi kameleoneffect, tezamen met een **stopbare consistentie**: perfect voor eenkleurige posterieure restauraties.



Voor dit lastige post-endodontische geval werd gekozen voor een directe aanpak



Laagsgewijze opbouw met **everX Posterior** als voorgevormde dentinestomp, en **Essentia Universal** als de buitenmantel



Bij de afspraak na zes maanden werd een goede integratie met het omliggende tandweefsel geconstateerd

Essentia[®] Universal shade van GC

One shade fits all



Essentia HiFlo

Universele lichtuithardende
composiet
met hoge vloei



Essentia LoFlo

Universele lichtuithardende
composiet
met lage vloei



Essentia

Universele lichtuithardende
composiet
met een stopbare consistentie

900739 Essentia HiFlo spuit, U (1 x 2 mL)
900741 Essentia LoFlo spuit, U (1 x 2 mL)
900970 Essentia spuit, U (1 x 2 mL)
900998 Essentia Unitips, U (15 x 0,16 mL)

Ontdek ook G-Premio BOND

Het universele hechtmiddel van GC met zero compromissen

012687 G-Premio BOND kit 5 mL
012694 G-Premio BOND Bottle Refill 5mL
012688 G-Premio BOND 3-Bottle Pack
009034 G-Premio BOND unitdoses, 50 stuks (0,1 mL)



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://europe.gc.dental/nl-NL>

GC