


A'CHORD Tehnologie revoluționară

Umplutură și lac de protecție patentate

G-ænial A'CHORD reprezintă un nou pas înainte semnificativ în ceea ce privește progresul materialelor compozite. Este combinația dintre două tehnologii patentate remarcabile create de GC; **Full-Coverage Silane Coating (FSC)** și **High Performance Pulverized CERASMART (HPC)**. Rezultatul? Sinergie ideală între proprietățile fizice avansate cum ar fi rezistența la abraziune*, retenția luciului* și gradul scăzut de decolorare și manipularea simplificată, oferind medicului stomatolog o adaptare excelentă la cavitatea preparată. Prin reducerea timpului de aplicare oferă integritate marginală excelentă și produce mereu restaurări cu aspect natural!

* Mizukami et al. IADR2020. Evaluation of Water Sorption and Colour Stability of Paste-Resin Composite. J Dent Res. 2020;99 Spec Issue A: #2471.
* Sursa: GC R&D, Japonia, 2019. Date la cerere.

Comparație SEM ale diferitelor materiale compozite.




G-ænial A'CHORD

Tetric EvoCeram

Filtek Universal


Clearfil Majesty ES-II

G-ænial A'CHORD Rezistență ridicată la colorare și abraziune




Sursa: GC R&D, Japonia, 2020. Date la cerere.

G-ænial A'CHORD Rezistență ridicată și radioopacitate



Sursa: GC R&D, Japonia, 2020. Date la cerere.



Sursa: GC R&D, Japonia, 2020. Date la cerere.

Radioopacitatea (318 % Al) optimizează controlul radiologic în timp.



Prin amabilitatea Dr W. Boujema, Franța

Seringă (1/nuanță)	Unitip (15/nuanță)	Kit
10006835	10006772	G-ænial A'CHORD Layering Kit
10006836	10006773	G-ænial A'CHORD Core Kit
10006771		G-ænial A'CHORD Bleach Kit

Seringă 2.1 ml / 4 g	Unitip 15 x 0.16 ml	Rezerve
10006779	10006753	G-ænial A'CHORD A1
10006780	10006754	G-ænial A'CHORD A2
10006781	10006755	G-ænial A'CHORD A3
10006782	10006756	G-ænial A'CHORD A3.5
10006783	10006757	G-ænial A'CHORD A4
10006784	10006758	G-ænial A'CHORD A5
10006785	10006759	G-ænial A'CHORD A6
10006787	10006761	G-ænial A'CHORD AO1
10006788	10006762	G-ænial A'CHORD AO2
10006789	10006763	G-ænial A'CHORD AO3
10006791	10006765	G-ænial A'CHORD JE (Junior Enamel)
10006792	10006766	G-ænial A'CHORD AE (Adult Enamel)
10006786	10006760	G-ænial A'CHORD BW (Bleach)
10006790	10006764	G-ænial A'CHORD BOW (Opaque Bleach)

Conținut
A2; A3; AO2; AE; JE
A1; A2; A3; A3.5; A4
BW, BOW, JE

Categorie
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Opaque
Opaque
Opaque
Enamel
Enamel
Bleach
Bleach



Produse conexe



G-Premio BOND
Agent universal de adeziune



G-ænial® Universal Injectable
Compozit de restaurare injectabil cu rezistență ridicată



D-Light® Pro
Lampă de fotopolimerizare LED cu lungime duală de undă

G-ænial A'CHORD este marcă înregistrată a GC. VITA, Tetric EvoCeram, Filtek Universal, Ceram.x Spectra ST și Estelite Asteria nu sunt mărci înregistrate GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax.+32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
http://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.

GCEE Romania
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 București
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
https://europe.gc.dental/ro-RO

z O L F RO 8 88 - 09/20

Simplitate,
estetică și
performanță
la îndemâna
dumneavoastră

G-ænial® A'CHORD
Compozit universal modern cu
nuanțe universale simplificate

'GC.'

'GC.'



Since 1921
Towards Century of Health

G-ænial A'CHORD revoluția GC


Având peste 100 de ani de experiență în domeniul stomatologic și peste un miliard de restaurări din compozit în întreaga lume, GC introduce tehnologia patentată a umpluturii High-performance Pulverised CERASMART (HPC) și Full-Coverage Silane Coating (FSC) prin cel mai nou compozit universal G-ænial A'CHORD ce îmbină simplificarea, umplutura invizibilă, fluorescența naturală și tehnologiile moderne într-o singură seringă.

A'CHORD Simplificare

- sistem de nuanțe universale simplificat
- manipulare simplificată
- pur și simplu universal

A'CHORD Estetică

- fluorescență naturală
- luciu de lungă durată
- provocări extreme



A'CHORD Tehnologie revoluționară

- umplură și lac de protecție patentate
- rezistență ridicată la colorare și abraziune
- radioopacitate excelentă


G-ænial A'CHORD este un compozit universal ce oferă restaurări invizibile de lungă durată. Conceput pentru a economisi timp și, prin urmare, costuri, îmbină tehnologii superioare într-un produs simplu. Acum puteți avea cu adevărat încredere în a utiliza un material cu manipulare fără efort chiar și în cazuri dificile.

Impresionați-vă pacienții cu această soluție simplificată.

A'CHORD Simplificare

Nuanțe universale simplificade

G-ænial A'CHORD vă oferă întotdeauna mai mult: un sistem simplificat de nuanțe universale ce conține 5 nuanțe de bază (nuanțe core) cu ajutorul cărora se obține cu ușurință estetica celor 16 nuanțe clasice Vita. Cu acest inventar redus veți economisi timp și costuri. Tehnologia sa unică a umpluturii imită reflexia naturală a luminii oferind restaurări invizibile impresionante.



Manipulare simplificată

G-ænial A'CHORD vă oferă o manipulare complet simplificată, indiferent dacă modelați cu ajutorul unui instrument manual sau dacă utilizați o pensulă. Acest lucru este posibil datorită monomerului nelipicios Bis-MEPP și a monomerului optimizat pentru umplură, o combinație de tehnologie patentată FSC și HPC (date GC la cerere).



Pur și simplu universal

G-ænial A'CHORD oferă o combinație de estetică și rezistență atât pentru restaurările anterioare, cât și pentru cele posterioare într-un ambalaj simplu.



Prin amabilitatea Dr. A. Mak, Australia




Prin amabilitatea Dr R. Asparuhov, Bulgaria

A'CHORD Estetică

Fluorescență naturală

G-ænial A'CHORD crează un rezultat estetic invizibil, cu o fluorescență naturală, indiferent de lumina ambientală, inclusiv lumină întunecată, oferind pacienților un zâmbet cu adevărat încrezător.


Situație inițială în apropiere de UV 405 nm Fațetă G-ænial A'CHORD pe dintele 11 Fațetă din compozit convențional pe dintele 11



Prin amabilitatea J. Tapia Guadix, Spania

Luciu de lungă durată

G-ænial A'CHORD se lustruiește excepțional și își menține luciul datorită tehnologiei patentate specializate cu distribuție uniformă a nano-umpluturii și umplură cu greutate ridicată.



Rezultate ce economisesc timp: nivel remarcabil de luciu obținut cu lustruire minimă.

Estetică invizibilă chiar și în cazul provocărilor extreme

Pe lângă cele 5 nuanțe de bază (core) G-ænial A'CHORD își extinde portofoliul cu 2 nuanțe cervicale pentru pacienții în vârstă, 3 nuanțe de opac pentru mascarea decolorărilor, 2 smalțuri pentru translučență naturală și 2 nuanțe bleach pentru zâmbete mai luminoase, făcând posibilă crearea unor restaurări invizibile chiar și în cazul provocărilor extreme.



Prin amabilitatea Dr W. Boujemaa, Franța



Prin amabilitatea Dr G. Benjamin, Germania