

G-Premio BOND

von GC



Vereinfachung

Dieselbe Flasche, dasselbe Verfahren
für all Ihre adhäsiven Arbeiten



Direkte
Composites



Befestigungen



Stiftbefestigung
& Stumpf Aufbau



Reparaturen

GC

G-Premio BOND von GC


Lichthärtendes Einkomponenten-**Universaladhäsiv** für

- ✓ Direktes Bonding
- ✓ Reparaturfälle
- ✓ Indirekte Befestigung
- ✓ Stumpfaufbauten
- ✓ Behandlung von Überempfindlichkeiten

Kann mit allen **Ätzverfahren** angewendet werden




Keine Kompromisse in der Leistung - **Keine** Kompromisse in der Anwendung




3 funktionelle Monomere:

hoher Haftverbund an Dentin, Schmelz und Zr, Al, NEM & EM



Geringe Filmstärke:

vermindertes Risiko von Verfärbungen, perfekte Randpassung & hohe Ästhetik



Ausgezeichnete Durchdringung:

geringe postoperative Empfindlichkeiten



Praktische Flip-Top Kappe!



Weniger Abfall,
schmale Öffnung:
bis zu
300 Tropfen
pro Flasche



G-Premio BOND DCA für die duale Aushärtung mit GRADIA CORE bei Stiftbefestigung und Stumpfaufbau

Artikelnr.	Beschreibung
012687	G-Premio BOND 5ml Kit
012694	G-Premio BOND 5ml Flasche Refill
012688	G-Premio BOND 3x 5ml Flasche Refill
009034	G-Premio BOND Unit Dose 50
009552	G-Premio BOND DCA 3ml Flasche



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC Germany GmbH
Seifgrundstraße 2
D-61348 Bad Homburg
Tel. +49.61.72.99.59.60
Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info.germany@gc.dental
<http://germany.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH
Tallak 124
A-8103 Gratwein-Strassengel
Tel. +43.3124.54020
Fax. +43.3124.54020.40
info.austria@gc.dental
<http://austria.gceurope.com>

GC AUSTRIA GmbH
Swiss Office
Zürichstrasse 31
CH-6004 Luzern
Tel. +41.41.520.01.78
Fax. +41.41.520.01.77
info.switzerland@gc.dental
<http://switzerland.gceurope.com>