

Za čist pogled



GC EXACLEAR

Proziran vinil-polisiloksanški
materijal

Partner materijala
GRADIA® PLUS
za transparentne radove

- Izvrsna kontrola detalja
- Lako rukovanje
- Brzo stvrdnjavanje

GC EXACLEAR i GRADIA PLUS

EXACLEAR je materijal vrlo pogodan za izradu privremenih krunica ili ljuski. Mnogo je lakše koristiti GC GRADIA PLUS Light Body nego akrilat te je manje osjetljiv na tehniku. Materijal se jednostavno ubrizga u EXACLEAR silikonski ključ!

Zbog visoke prozirnosti vizuelna kontrola je optimalna te se svjetlosnom polimerizacijom kroz silikonski ključ može postići efikasna polimerizacija. Iako čvrst, materijal je fleksibilan i može se lako pomicati ili premještati, bez trganja.

Može se ostaviti prostor za prekrivanje materijalom Heavy Body Enamel HB-EL ili HB-ED. Završno bojenje i glaziranje pomoću Lustre Paint je poput glazure na torti!



EXACLEAR ubrizgan u vakumski formiran ključ, postavljen na navoštani model.



Model brušenih zuba premazan silikonskim separatorom te GC GRADIA PLUS separatorom preko ostalih zuba.



Ubrizgavanje Light Body materijala.



Kompozit se stvrdnjava kroz proziran EXACLEAR.



Model nakon odstranjenog silikona i čišćenja ulaznih kanala.



Privremeni nadomjestak završen pomoću Lustre Paint.

Vaš partner za složene kliničke situacije



Privremene nadogradnje implantata sa slojem GRADIA PLUS opakera i ojačane GC Stick štapićima.



Ubrizgan i stvrdnut Light Body materijal.



Nakon čišćenja i reduciranja nadomjestaka.



Modifikacija površine materijalom Lustre Paint, prekrivenim materijalom Heavy Body Enamel HB-EL ili HB-ED.



Završno izraden nadomjestak pomoću Lustre Paint CLF.

Klinički primjer: Stephen Lusty, Ujedinjeno Kraljevstvo
EXACLEAR, GC Stick i GRADIA PLUS su zaštitni znakovi kompanije GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BA - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.470.736
Fax. +387.51.470.736
info.bosniaherzegovina@gc.dental
www.eeo.gceurope.com