




Alta Translucidez (HT)




Media Translucidez (MT)




Baja Translucidez (LT)



Baja Translucidez - Concepto One body (LT-IQ)



Media Opacidad (MO)





HT (sustitución del esmalte)

La mejor combinación de transparencia para el esmalte natural del diente, no se ve oscuro (valor bajo) en la boca.

MT (inyección y maquillaje)

La línea de color Vita* con colores cálidos de la familia de materiales cerámicos GC Initial™.

LT (maquillaje o estratificación)

Pastillas de baja translucidez, siguiendo la guía de colores Vita. Ideal para maquillaje o técnica cut-back con GC Initial™ LiSi.

LT -IQ (concepto One body A, B, C, D o estratificación)

Línea de colores compactos según el concepto one body.

MO (estratificación)

Gracias a una fuerte fluorescencia, se puede reproducir un color natural con la cerámica de recubrimiento GC Initial™ LiSi.



Selección de Color

- Línea de color simple
- Reducción de stock y de costes
- Suficientemente adaptable para restauraciones altamente estéticas

Nivel de translucidez	Bleach			A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
HT	HT-EXW	PRÓXIMA-MENTE	HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59			HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59		
MT	MT-B00	PRÓXIMA-MENTE	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	PRÓXIMA-MENTE	PRÓXIMA-MENTE	MT-B1	MT-B2	PRÓXIMA-MENTE	PRÓXIMA-MENTE	MT-C1	MT-C2	PRÓXIMA-MENTE	PRÓXIMA-MENTE	MT-D2	PRÓXIMA-MENTE	PRÓXIMA-MENTE	
LT	LT-B00	LT-B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	PRÓXIMA-MENTE	PRÓXIMA-MENTE	LT-D2	PRÓXIMA-MENTE	PRÓXIMA-MENTE	
LT-IQ				LT-A				LT-B				LT-C				LT-D				
MO	MO-0			MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1				MO-2			

