




Hoge translucentie (HT)




Medium translucentie (MT)




Lage translucentie (LT)



Lage translucentie (LT-IQ)



Medium opaciteit (MO)





HT (Glazuurvervanging)

Transparantie die het beste aansluit bij natuurlijk tandglazuur, ziet er niet donker uit (lage waarde) in de mond.

MT (Press & stain)

V-kleurenreeks met warme kleuren van de Initial-familie van keramische materialen.

LT (Inkleuren of opbouwen)

Lage translucentie ingots, volgens de V-shade sleutel. Ideaal voor inkleuren of cut-back en opbouwen met GC Initial LiSi.

LT-IQ (One-bodyconcept A, B, C, D of Layer)

Compact-kleurenreeks volgens het one-bodyconcept.

MO (Laagsgewijze opbouw)

Dankzij de sterke fluorescentie kan een levensechte kleur worden gereproduceerd bij verblending van Initial LiSi-porselein.



Kleurkeuze

- Vereenvoudigde kleurenreeks
- Vermindering van de voorraad en de kosten
- Aanpasbaar voor een uiterst esthetische opbouw

Trans. bleekniveau	Bleach			A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW	BLE+	HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59			HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00	B0+	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-A3,5	MT-A4	MT-B1	MT-B2	MT-B3	MT-B4	MT-C1	MT-C2	MT-C3	MT-C4	MT-D2	MT-D3	MT-D4
LT	LT-B00	B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	LT-C3	LT-C4	LT-D2	LT-D3	LT-D4
LT-IQ				LT-A				LT-B				LT-C				LT-D			
MO	MO-0			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2		MO-1		MO-2		MO-2			

