



# GC Optiglaze Color ייחודי הודות לתכונות וליתרונות הבאים:

- תוצאות עמידות
- עמידות גבוהה לשחיקה
  - היקשרות מעולה למגוון רחב של חומרים מבוססי-פולימר
  - עמידות גבוהה לשינויי צבע

- אסתטיקה מושלמת
- זמין מגוון רחב של צבעים
  - ברק לזמן ממושך
  - שכבת ציפוי דקה (25-50 μm)

- חיסכון בזמן
- מוכנות לשימוש
  - הקשייה באור חוסכת את שלב הליטוש
  - שימוש ויישום פשוטים

## כי הכל נראה טוב יותר בצבע...



Optiglaze®  
Color  
מבית GC

ציפוי בהקשיה באור  
עבור שחזורים מורכבים  
ושחזורים אקריליים



אריזות

GC Optiglaze Color			
OPTIGLAZE Color בצבע אדום-חום, 2.6 מ"ל	008417	OPTIGLAZE Color, ערכת	008408
OPTIGLAZE Color בצבע זית, 2.6 מ"ל	008418	OPTIGLAZE Color A plus, 2.6 מ"ל;	008409
OPTIGLAZE Color בצבע אפור, 2.6 מ"ל	008419	OPTIGLAZE Color B plus, 2.6 מ"ל;	008410
OPTIGLAZE Color בצבע כחול, 2.6 מ"ל	008420	OPTIGLAZE Color C plus, 2.6 מ"ל;	008411
OPTIGLAZE Color בצבע סגלגל, 2.6 מ"ל	008421	OPTIGLAZE Color בצבע לבן, 2.6 מ"ל;	008412
OPTIGLAZE Color בצבע ורוד, 2.6 מ"ל	008422	OPTIGLAZE Color בצבע לבן שנהב, 2.6 מ"ל;	008413
OPTIGLAZE Color בצבע אדום, 2.6 מ"ל	008423	OPTIGLAZE Color בצבע צהוב, 2.6 מ"ל;	008414
OPTIGLAZE Color בצבע שקוף, 5 מ"ל	008424	OPTIGLAZE Color בצבע כתום, 2.6 מ"ל;	008415
OPTIGLAZE Color בצבע שקוף 5 HV, 5 מ"ל	008425	OPTIGLAZE Color בצבע כתום-ורוד, 2.6 מ"ל;	008416

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

### GC ISRAEL

4 Koifman st.  
Yel Aviv  
Israel 68012  
Tel. +972.3.79.79.630  
Fax. +972.3.51.61.982  
info@gcisrael.com  
http://www.gcisrael.com



# Optiglaze Color ירשים אותך

מחפש פתרון פשוט לשחזורים אסתטיים? האסתטיות הרב תכליתית של Optiglaze Color תרשים אותך! מגוון צבעים רחב, ברק ועמידות לשחיקה לשחזורים שונים:

- כתרים וגשרים מורכבים
- כתרים וגשרים זמניים עשויים שרף
- כתרים קרמיים היברידיים
- גשרים אקריליים קבועים
- שיניים מלאכותיות לתותבות
- תותבות אקריליות


• קל לישום, חוסך את שלב הליטוש.

• ניתן לבחור מתוך מגוון רחב של צבעים, הן לאפיון פנימי והן לאפיון חיצוני, לקבלת אסתטיקה מושלמת.

• טכנולוגיית הננו-מילוי הנודעת מוסיפה לשחזורים שלך עמידות גבוהה לשחיקה, לקבלת ברק לזמן ממושך עם עמידות גבוהה לשינויי צבע.



Optiglaze Color כולל את טכנולוגיית הננו-מילוי הנודעת של GC, שמספקת עמידות גבוהה נגד שחיקה להנאה מברק לזמן ממושך.



כי הכל נראה טוב יותר בצבע...



עבודה של ד"ר Cristian Rothe, גרמניה




עבודה של ד"ר Simone Maffei, איטליה



עבודה של ד"ר Philippe Llobell, צרפת

עבודה של ד"ר Roeland De Paepe, בלגיה



עבודה של ד"ר Jean Francois Deche, צרפת



עבודה של ד"ר Nikos Bellas, יוון